



Ikarus badevogn – velvære for bruker

Ikarus badevogn er ideell forflytning og i badesituasjoner.

Ikarus badevogn



Ikarus badevogn har elektrisk hev/senk funksjon som betjenes med fjernkontroll.

Understell med antitipp og lav høyde som kan kjøres under senger og badekar.

Aluminium løftesøyle med låsefunksjon for innstillinger av badevognens starthøyde.

Justerbar fra gulvnivå opp til 60 cm.

Liggeflaten er behagelig å ligge på, og enkel å gjøre ren.

Integrert håndtak.

Artikkel
Ikarus badevogn

Art.nr.
GK210000

Tilbehør
Nakkepute
Sikkerhetsbelte
Vekt, Seca
Batteripakke
Sidegrind
Støttehåndtak, oppfellbar

GK210010
GK210020
GK210050
GK210060
GK210070
GK210090

Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	150 kg
Mål produkt:	B 190 cm(130 cm sammenslått) x D 95 cm x H 116 cm
Mål liggeflate:	L 180 cm x B 40 cm
Løftehøyde	116 - 176 cm standard innstilling (kan innstilles for løft fra 42 cm - 106 cm, eller fra gulv til 60 cm.
Vekt:	70 kg
Løfthastighet:	2 cm / sekund
Batterilader er inkludert.	

Velvære for bruker og pleier



Kan innstilles slik at den kan senkes helt ned for å løfte bruker fra gulvet.



Ikarus badevogn er det perfekte hjelpemiddel når brukeren skal flyttes fra en seng til en annen



En ideell kombinasjon sammen med hev/senkbart badekar.

Det ideelle hjelpemiddel for enkel forflytning av brukeren.



Integrert personvekt finnes som tilbehør.

Ikarus badevogn med digital vekt oppgir brukerens vekt nøyaktig, uten at brukeren behøver å forflytte seg.



Batteriene er enkle å bruke og bytte.

Batteriet løftes av og lades i ekstern lader. Ved å ha et reservebatteri (tilbehør) er badevognen alltid klar til bruk.



Veggmontert lader med reservebatteri.

Produsent Georg Krämer Ges. m.b.H. & Co. KG

Det tas forbehold om tekniske endringer.