

Modell BASIC



Modell BASIC+



Basic og Basic+ hev/senkbart badekar

En god kombinasjon av kvalitet og funksjon . Velg mellom to modeller - Basic og Basic+.

Den perfekte kombinasjon av kvalitet og funksjon



- 1 Høydejusterbart via integrert tosidig tastepanel
- 2 Elektrisk hev / senk
- 3 Termostat
- 4 Dusjhåndtak med av/på knapp
- 5 Fleksibel plassering av brukeren
- 6 Integreerte armlener
- 7 4 Justerbare ben


Teknisk informasjon

Mål:	B 83 cm x L 190 cm
Høydejusterbar	67,5 - 92,5 cm
Høydejusterbar:	450 - 1020 mm:
Badekar volum:	180 liter

Utstyr

- Varmt og kaldt vann med 1/2" sjekkventil
- Stikkontakt DN 50
- Strøm 230 V, 50 Hz
- Jordingskontakt

To badekar med elektrisk hev / senk



- 1 Høydejusterbart via integrert tosidig tastepanel
- 2 Elektrisk hev / senk
- 3 Termostat
- 4 Dusjhåndtak med av/på knapp
- 5 Desinfeksjonsenhet
- 6 Integreerte armlener
- 7 4 justerbare benstøtter
- 8 Vannmassasjesystem

Artikkel
Basic badekar
Basic+ badekar

Art.nr.
GK380000
GK390000

Tilbehør, må oppgis ved bestilling

Basic		Basic +	
Desinfeksjonssystem	GK380010	Desinfeksjonssystem	GK390010
Håndtak	GK380040	Vannmassasje	GK390030
		Automatisk fylling	GK390060



Produsent Georg Kramer Ges. m.b.H. & Co. KG

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
TELEFON 815 69 469 -58FAKS 69 27 09 11
E-POST hovedkontor@etac.no INTERNETT www.etac.no

etac
Skaper muligheter