




Relax badekar med tilt og oppfellbar dør

Relax badekaret er utviklet til bruk i mange forskjellige bademiljøer. Den store elektrisk styrte sidedøren gir brukeren rask og enkel inngang fra siden av badekaret.

Relax badekar




- 1 Elektrisk dørlås
- 2 Støtتهåndtak
- 3 Ratt for sluk
- 4 Hengslet dør
- 5 Integrert hodestøtte

Artikkel
Relax badekar med tilt og dør

Art.nr.
GK620000

Tilbehør

Desinfeksjonssystem	GK620010
Shampo- og badeoljedispenser	GK620020
Vannmassasje med 2 dyser	GK620030
Støtتهåndtak	GK620040
Ratt for sluk	GK620092
Nakkestøtte	GK150090
Benstøtte	GK620070



6 Når badekaret fylles justeres og kontrolleres desinfeksjonsmiddelet og vannmassasjen fra kontrollpanelet. Vanntemperaturen blir kontrollert av en godkjent termostat.

7 Badeolje eller andre tilsetninger til badevannet fylles på fra tuten på badekarkanten.

8 Vannmassasjen er et justerbart, patentert 2-jet system. Det er selvtømmende og kan desinfiseres.



9 Relax badekaret kan leveres med elektronisk kontrollert desinfeksjonssystem til anbefalt nivå.




10 Håndkontroll

Teknisk informasjon

Vekt: ca. 150 kg
 Badekar volum: 90 - 130 liter

- Utstyr
- Varmt og kaldt vann med 1/2" sjekkventil
 - Stikkontakt DN 50
 - Strøm 230V, 50 Hz
 - Jordingskontakt.



Relax - en nyskapning.



Badekaret kan tiltes, det gir brukeren en behagelig tilbaketilt sittestilling.



Lett å komme inn og ut av.



Badekaret er velegnet for bruk sammen med oppreisningsløftere og badestoler.



Rett til endringer forbeholdes.

Produsent GK Medizin Mechanik

Forhandler Etac AS



025-112-11-11
025-112-11-11

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
TELEFON 815 69 469 -FAKS 69 27 09 11
E-POST hovedkontor@etac.no INTERNETT www.etac.no

etac
Skaper muligheter