



## Genius dusjvogn – enkelt å dusje

Behageligere pleie for brukere som må ligge og bli dusjet.

# Genius dusjvogn



- Brukervennlig konstruksjon for pleier og bruker.
- Solid og vedlikeholdsfri utførelse.
- Låsbare kjøre- og styrehjul.
- Praktisk design og behagelig liggeområde.
- Hudvennlig dusjtrekk og nakkepute med varmeisolerende plast
- Enkelt å felle ned og låse sidegrinden.
- Fleksibelt dreneringsrør.
- Enkel høydejustering med vedlikeholdsfri pumpepedal. Pedalen kan brukes på begge sider av dusjvognen.
- Enkel rengjøring ved at polsteret / liggeunderlaget kan fjernes.
- Dusjtrekket er festet med brede borrelåsbånd og kan enkelt tas av.
- Konstruksjon i rustfritt stål, overflaten kan steriliseres.
- Understellet er pulverlakkert,
- Leveres i 2 modeller:  
manuell høydejustering med hydraulisk fotpedal  
eller elektrisk høydejustering med håndkontroll.

Artikkel  
Genius dusjvogn, manuell  
Genius E dusjvogn, elektrisk

Art.nr.  
GK510000  
GK510010

Tilbehør  
Nakkepute

GK5100KO

## Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	150 kg
Mål dusjvogn:	B 65 cm x L 192 cm x H 65 - 90 cm
Mål liggeflate:	B 58 cm x 180 cm
Vekt:	70 kg
Løftehøyde:	65 - 90 cm
Hjul med brems:	Ø 125 mm

Batterilader er inkludert i Genius E

Produsent Georg Krämer Ges. m.b.H. & Co. KG

Det tas forbehold om tekniske endringer.

Etac AS  
Postboks 249, 1501 Moss  
TELEFON 815 69 469 -FAKS 69 27 09 11  
E-POST hovedkontor@etac.no INTERNETT www.etac.no

**etac**  
Skaper muligheter