

Ergogrip bøyle

For deg som trenger ekstra støtte ved vask

etac[®]
Skaper muligheter

Bøylene kan påmonteres de fleste vasker med bredde 560 mm. Ergogrip bøylene kan festes på både nye og eksisterende vasker. Ergogrip-bøylene er tilpasset vasker fra Gustavsberg, Porsgrund og IFØ.



Ergogrip type 1



Ergogrip type 2



Ergogrip type 3



Ergogrip type 4

Bøyle 1, 2 og 3 må monteres av rørlegger, eller annen med VVS-kompetanse. Bøylene festes på samme måte som vasken i veggens bærende struktur. Bøyle 4 kan monteres av pleiepersonale, vaktmester eller pårørende.

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
E-post hovedkontor@etac.no - Internett www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as

Ergogrip bøyle

For deg som trenger ekstra støtte ved vask

etac[®]

Skaper muligheter

Ergogrip-bøylene gir

- Godt grep og støtte når du står foran vasken
- Støtte og hjelp når du reiser deg
- Lettere stell for pleier
- Stimulerer til egenaktivitet

Ergogrip-bøylene er testet med hensyn til

- Ergonomi
- Styrke
- Universell utforming
- Sikkerhet mot klemfare
- Hygiene og vedlikehold
- Materialer og konstruksjon
- Montering



Selvhjulpen bruker



Lettere pleie



Forflytning fra toalett til vask

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
Ergogrip1	158567	Ergogrip støttebøyle 1
Ergogrip2	158256	Ergogrip støttebøyle 2
Ergogrip3		Ergogrip støttebøyle 3
Ergogrip4		Ergogrip støttebøyle 4

