



Elektriske rullestoler fra Etac AS

welcome to a new world

 **etac**[®]

Skaper muligheter



Innhold

PRODUKTNAVN	SIDE
Etac E870 / E875	4
Etac E890 / E895	6
Etac Balder Liberty	8
Etac Balder Finesse	10
Etac Balder Junior	12
Etac Balder med x:panda	14
Vela Blues 100 Comfort Junior	16
Vela Blues 200 Comfort Junior	18
Vela Blues 200 med x:panda	20
Vela Blues 100 HipHop Junior	22
Scooter Stratus Legend	24

Etac E870 / E875

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol

Etac E870 og E875 er to av våre nyutviklede elrullestolmodeller. Funksjonelle og fleksible elrullestoler for innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Kan leveres med seteforskyver
- Godkjent for bruk i bil

En stol
for alle!

Modellene kombinerer egenskapene til en elrullestol for utendørs bruk med fleksibiliteten til en elrullestol for innendørs bruk. Resultatet er en rullestol som passer for alle situasjoner, fra en tur på landet til avslapning i hjemmet.

Disse rullestolene er velegnet til skole-, arbeid- og hjemmesituasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker.

Rullestolene har innbygd tilting av seteenhet og heving-/senking av setet, alt i en elegant design. De kan også leveres med elektrisk seteforskyvning. Brukes mye for korrekt sittestilling i bil, for å komme inn under bordet og ved forflytning. Etac E800 serien kan løfte opp til 150 kg.

De spesialdesignede funksjonene har oppfellbare, høyde- og bredderegulerbare armlener, utsvingbar styreenhet. Ryggen har et forbedret ergonomisk rotasjonspunkt nær hoften, som følger kroppens naturlige bevegelser.

Færre komponenter medfører større driftssikkerhet. Etac E800 serien har tilnærmet lydløs drift, noe som gjør at rullestolen glir inn i ethvert arbeidsmiljø, skole eller hjem.

Onboard datateknikken muliggjør en rekke dagligdagse bevegelser enkle å styre.

Overlegen trekraft kombinert med forhjulsdrift og avansert fjæring av opphenget gir en stabil og komfortabel kjøring over de fleste underlag, uavhengig av fart.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	E870:120 kg	E875:150 kg
Rygg	Vinkeljusterbar til horisontal	
Sete	Str. 3-7, elektrisk seteløft og setetilt	
Puter	Flammesikkert skum	
Trekk	Flammehemmende	
Armlener	Oppfellbare, høyde- og breddejusterbare	
Joystick	R-Net (LCD fargeskjerm)	
Elektronikk	P&G	
Fotstøtter	Delte, lengde- og vinkeljusterbare	
Fjæring	Støtdemper med justerbar fjær	
Deksel	ABS plast	
Hjul	Punkteringsfrie	

Tekniske data

Mål og vekt	Modeller	
Modellnavn	ETAC E870	ETAC E875
Maks. belastning	120 kg	150 kg
Egenvekt	ca. 155 kg	
Bredde	65 cm	
Lengde uten/ med benstøtter	112 cm - 135 cm	
Setehøyde uten setepute	38 - 79 cm	38 - 70 cm
Setebredde	42 cm - 57 cm	
Setedybde, trinnløs	42,5 - 56 cm	
Rygg høyde	51 - 77 cm	
Setevinkel / tilt	0° til + 55°	0° til + 20°
Vinkel på ryggstøtte	+10° til +45°	
Høyde armlene	17 - 30 cm	
Bredde/lengde armlenepute	7,5 x 38cm	
Legglengde	36,5 - 65,5 cm	
El. justering benstøtte	23 cm	
Vinkling av benstøtte	90° - 175°	
El. seteforskyver (tilbehør)	15 cm	5 cm
Dekk		
Drivhjul	3,00 - 8", punkteringsfrie	
Styrehjul	2,50 - 3", punkteringsfrie	
Kjøreegenskaper		
Hastighet	Opptil 10 km/t	
Maks sikker helling	9°	
Maks høyde hindre	8 cm	
Rekkevidde	ca. 50 km	
Venderadius	86 cm	
Svingradius	125 cm	
Batteri	2 x 12V 55Ah	
Teststandarder		
EN 12184	Kravtil og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.	
ISO 7176-19	Crashtestet	
ISO 10542-5	Fastspenningsystem	

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168881	445219	Etac E870 Tiltstol
168882	445221	Etac E875 Tiltstol
168890	445224	Etac E870 Understell tilt
168891	445225	Etac E875 Understell tilt

Etac E890 / E895

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol med ståfunksjon

Etac E890 og E895 er to av våre nyutviklede elrullestolmodeller. Funksjonelle og fleksible elrullestoler for innen- og utendørs bruk.



- Ståfunksjon
- Seteforskyver
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompeniserbare
- Godkjent for bruk i bil

En stol
for alle!

Modellene kombinerer egenskapene til en elrullestol for utendørs bruk med fleksibiliteten til en elrullestol for innendørs bruk. Resultatet er en rullestol som passer for alle situasjoner, fra en tur på landet til avslapning i hjemmet.

Disse rullestolene er velegnet til skole-, arbeid- og hjemme-situasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker.

Rullestolene har innbygd setevinkling og heving-/senking av setet samt seteforskyver, alt i en elegant design. Seteforskyver brukes mye for korrekt sittestilling i bil, for å komme inn under bordet og ved forflytning. Seteforskyving gjør at man kan sitte bekvemt ved bord eller skrivebord. Etac E800 serien kan løfte opp til 150 kg.

De spesialdesignede funksjonene har oppfellbare, høyde- og bredderegulerbare armlener, utsvingbar styreenhet og et forbedret ergonomisk rotasjonspunkt nær hoften, som følger kroppens naturlige bevegelser.

Færre komponenter medfører større driftssikkerhet. Etac E800 serien har tilnærmet lydløs drift, noe som gjør at rullestolen glir inn i ethvert arbeidsmiljø, skole eller hjem.

Med Etac E890 og E895 kan du stå oppreist og gjennomføre presentasjoner, møte andre i ansiktshøyde, reise selvstendig og være aktivt involvert i arbeids- eller skoleliv.

Overlegen trekkraft kombinert med forhjulsdreiv og avansert fjæring av opphenget gir stabli og komfortabel kjøring over de fleste underlag, uavhengig av fart.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	E890:120 kg	E895:150 kg
Ståfunksjon	Betjenes fra joystick i en bevegelse	
Rygg	Vinkeljusterbar til horisontal	
Sete	Str.3-7,elektriskseteløft,setetiltogseteforlenger	
Puter	Flammesikkert skum	
Trekk	Flammehemmende	
Brystsele	Standardutstyr	
Armlener	Oppfellbare, høyde- og breddejusterbare	
Joystick	R-Net (LCD fargeskjerm)	
Elektronikk	P&G	
Knepute	Standardutstyr	
Fjæring	Støtdemper med justerbar fjær	
Fotstøtter	Delte, lengde- og vinkeljusterbare	
Deksel	ABS plast	
Hjul	Punkteringsfrie	

Tekniske data

Mål og vekt	Modeller	
Modellnavn	ETAC E890	ETAC E895
Maks. belastning	120 kg	150 kg
Egenvekt	ca. 155 kg	
Bredde	65 cm	
Lengde med/uten benstøtter	135 - 112 cm	
Setehøyde uten setepute	38 - 91 cm	38 -76 cm
Setebredde	42 - 57 cm	
Setedybde, trinnløs	42,5 - 56 cm	
Ryggghøyde	51 - 77 cm	
Setevinkel / tilt	-25° til + 55°	-25° til + 12°
Vinkel på ryggstøtte	+10° til +80°	
Høyde armlene	17 – 30 cm	
Bredde/lengdepåarmenepute	7,5 x 38 cm	
Legglengde	36,5 - 65,5 cm	
El. justering benstøtte	23 cm	
Vinkling av benstøtte	90° – 175°	
El. seteforskyver	15 cm	5 cm
Dekk		
Drivhjul	3,00 - 8", punkteringsfrie	
Styrehjul	2,50 - 3", punkteringsfrie	
Kjøreegenskaper		
Hastighet	Opptil 10 km/t	
Maks sikker helling	9°	
Maks høyde hindre	8 cm	
Rekkevidde	ca. 50 km	
Venderadius	86 cm	
Svingradius	125 cm	
Batteri	2 x 12V 55Ah	
Teststandarder		
EN 12184	Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.	
ISO 7176-19	Crashtestet	
ISO 10542-5	Fastspenningsystem	

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168885	445220	Etac E890 Ståstol
168886	445222	Etac E895 Ståstol
168894	445223	Etac E890 Understell stå
168895	445226	Etac E895 Understell stå

Etac Balder Liberty

- bakhjulsdrevet elektrisk rullstol

Etac Balder Liberty har små ytre mål, og er lett å manøvrere. Etac Balder Liberty er velegnet til innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Godkjent for bruk i bil

Retnings-
stabil!

Etac Balder Liberty er en bakhjulsdrevet elrullestol beregnet til dagliglivets situasjoner. Etac Balder Liberty har små ytre mål, er lett å manøvrere og passer derfor godt til innen- og utendørs bruk.

Elrullestolen er velegnet til skole-, arbeids- og hjemme-situasjoner. Den fleksible seteløften gjør det lett for brukeren å tilpasse seg forskjellige høyder f.eks ved bord, samtaler ansikt - til ansikt osv.

De oppfellbare armlenene, samt at seteenheten kan innstilles horisontalt, gjør det lett å forflytte seg fra fra elstolen til andre sitteheter.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for brukeren.

Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	120 kg
Rygg	Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk
Sete	Comfortsete str. 1-7, elektrisk seteløft og setetilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende, Trevira CS, vask 40°
Armlener	Høyderegulerbare eller høydejusterbare
Joystick	DX G90A
Elektronikk	Dynamics
Fotstøtter	Delte, lengde- og vinkeljusterbare
Deksel	ABS plast
Hjul	Luftfylte/punkteringsfrie

Tekniske data

Mål og vekt	Modeller
Modellnavn	Liberty L3780
Maks. belastning	120 kg
Egenvekt	130 kg
Bredde	65 cm
Lengde med/uten benstøtter	110 cm - 90 cm
Setehøyde	39,5 cm - 83,5 cm
Setebredde	40 cm - 48 cm
Setedybde	40 cm - 52,5 cm
Ryggghøyde	44 cm - 62 cm
Setevinkel / tilt	-15° til +45°
Vinkel på ryggstøtte	+90° til +180°
Høyde armlene	17 cm - 30 cm
Bredde armlene	8 cm
Lengde armlene	38 cm
Legglengde	33 cm - 62 cm
El. justering fotbrett	15 cm
Vinkling av fotstøtte	0° - 90°
Dekk	
Drivhjul	3,5 x 8" Luftfylte
Styrehjul	280 / 250 x 4", Luftfylte
Kjøreegenskaper	
Hastighet	8 km/t
Maks sikker helling	9°
Maks høyde hindre	7 cm
Rekkevidde	ca. 50 km
Venderadius	86 cm
Snuområde	125 cm
Batteri	2 x 12V 55Ah
Teststandarder	
EN 12184	Krav til og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.
ISO 7176-19	Crashtestet

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168884	20071374	Etac Balder Liberty L380 Tiltstol
168893	20071385	Balder L Understell tilt

Etac Balder Finesse

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol, leveres også med ståfunksjon

Etac Balder Finesse er lett å manøvrere. Etac Balder Finesse er beregnet til dagliglivets situasjoner og er beregnet for innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Leveres også med ståfunksjon
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Godkjent for bruk i bil

Lett å
kjøre!

Etac Balder Finesse er en forhjulsdrevet elrullestol beregnet til dagliglivets situasjoner. Etac Balder Finesse er lett å manøvrere og passer derfor godt til innen- og utendørs bruk.

Elrullestolen er velegnet til skole-, arbeids- og hjemme-situasjoner. Etac Balder Finesse har små ytre mål og liten venderadius. Den fleksible seteløften gjør det lett for brukeren å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, samtaler ansikt - til ansikt osv.

De oppfellbare armlenene, samt at seteenheten kan innstilles horisontalt, gjør det lett å forflytte seg fra stolen til andre sitteheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for brukeren. Etac Balder Finesse leveres også med ståfunksjon.

Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	F380: 120 kg	F390: 100 kg
Rygg	Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk	
Sete	Comfortsete str. 1-6, elektrisk seteløft og setetilt	
Puter	Flammesikkert skum	
Trekk	Flammehemmende, Trevira CS, vask 40°	
Brystsele	Standard til Balder Finesse F390	
Armlener	Høydejusterbare og oppfellbare	
Joystick	DX G90A	
Elektronikk	Dynamics	
Knepute	Standard til Balder Finesse F390	
Fotstøtter	Delte, lengde- og vinkeljusterbare, elektriske	
Deksel	ABS plast	
Hjul	Punkteringsfrie	

Tekniske data

Mål og vekt	Modeller	
Modellnavn	Finesse 380 Tiltstol	Finesse 390 Ståstol
Maks. belastning	120 kg	100 kg
Egenvekt	130 kg	140 kg
Bredde	64 cm	
Lengde med/uten benstøtter	113 cm - 88 cm	
Setehøyde	38 cm - 82 cm	
Setebredde	40 cm - 48 cm	
Setedybde	40 cm - 52,5 cm	
Rygghøyde	44 cm - 62 cm	
Setevinkel / tilt	-15° - + 45°	-15° - + 15°
Vinkel rygg	+90° til +180°	
Høyde armlene	17 cm - 30 cm	
Bredde armlene	8 cm	
Lengde armlene	38 cm	
Legglengde	33 cm - 62 cm	
El. justering fotbrett	15 cm	
Vinkling av fotstøtte	0° - 90°	
Dekk		
Drivhjul	3,5 x 8" punkteringsfrie	
Styrehjul	2,5 x 3" punkteringsfrie	
Kjøreegenskaper		
Hastighet	7 km/t	
Maks sikker helling	9°	
Maks høyde hindre	7 cm	
Rekkevidde	ca. 50 km	
Venderadius	86 cm	
Snuområde	125 cm	
Batteri	2 x 12V 55Ah	
Teststandarder		
EN 12184	Krav til og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.	
ISO 7176-19	Crashtestet	

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168883	20071373	Etac Balder Finesse F380 Tiltstol
168887	20071377	Etac Balder Finesse F390 Ståstol
168892	20071384	Balder F Understell tilt
168896	20071388	Balder F Understell stå

Etac Balder Junior

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn

Etac Balder Finesse er lett å manøvrere, passer for barn som er aktive både inne og ute. Etac Balder Junior har små ytre mål og liten venderadius.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenenserende
- Kan leveres med seteforskyver
- Godkjent for bruk i bil

Leveres i flere farger!

Etac Balder Junior er en forhjulsdrevet elrullestol som er lett å manøvrere, og passer for barn som er aktive både inne og ute. Etac Balder Junior er velegnet til skole- og hjemmesituasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker. Etac Balder Junior har små ytre mål og liten venderadius.

Den fleksible seteløften gjør det lett for barnet å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, eller å kunne nå leketøy på de øverste hyllene.

Seteenheten kan innstilles horisontalt, noe som gjør det lett å forflytte seg til andre sittenheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for barnet.

Etac Balder Junior finnes også med ståfunksjon.

Alle modeller av Etac Balder Junior er crashtestet. Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	75 kg
Rygg	Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk
Sete	Elektrisk seteløft og setetilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende, Trevira CS, vask 40°
Brystsele	Standard til Balder Junior J340
Armlener	Høyderegulerbare / Oppfellbare
Joystick	DX G90A
Elektronikk	Dynamics
Knepute	Standard til Balder Junior J340
Fotstøtter	Delte, lengde- og vinkeljusterbare, elektrisk
Deksel	ABS plast
Hjul	Luftfylte / punkteringsfrie

Tekniske data

Mål og vekt	Modeller	
Modellnavn	Junior J335 Tiltstol	Junior J340 Ståstol
Maks. belastning	75 kg	
Egenvekt	126 kg	130 kg
Bredde	64 cm	
Lengde uten fotstøtte	88 cm	
Setehøyde	38 cm - 82 cm	
Setebredde	30/35 cm	32,5 cm
Setedybde	35/40 cm	37,5 cm
Rygg høyde	40/42 cm	41 cm
Setevinkel / tilt	-15° til + 45°	-15° til + 15°
Vinkel på ryggstøtte	+90° til +180°	
Høyde armlene	17 cm – 30 cm	
Bredde armlene	8 cm	
Lengde armlene	38 cm	
Legglengde	33 cm - 62 cm	
El. justering fotbrett	10 cm	
Vinkling av fotstøtte	0° – 90°	
Dekk		
Drivhjul	3,5x8" Luftfylte/punkteringsfrie	
Styrehjul	2,5x3", Luftfylte/punkteringsfrie	
Kjøreegenskaper		
Hastighet	7 km/t	
Maks sikker helling	9°	
Maks høyde hindre	7 cm	
Rekkevidde	ca. 50 km	
Venderadius	86 cm	
Snuområde	125 cm	
Batteri	2 x 12V 55Ah	
Teststandarder		
EN 12184	Krav til og testmetoder for elektriskdrevnerullestoler, scootere og tilhørende ladere.	
ISO 7176-19	Crashtestet	

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168888	20071378	Etac Balder Finesse J335 Tiltstol
168889	20071379	Etac Balder Finesse J340 Ståstol
168897	20071389	Balder J Understell tilt
168898	20071390	Balder J Understell stå

Etac Balder med x:panda

- kombinasjon Balder understell med x:panda sitteenhet

Med Balder understell og x:panda sitteenhet får man en elektrisk rullestol med glimrende allround egenskaper og overlegen sittekomfort.

- Balder understell med svært gode allroundegenskaper
- Overlegen sittekomfort med x:panda sitteenhet (str. 1, 2 og 3)
- 40 cm seteløft (laveste setehøyde 46 cm)
- Crashtestet og godkjent for bruk i bil
- Kan leveres med ulike typer ledsagerstyring som tilbehør



Lett å
bruke!

Etac Balder med x:panda er en forhjulsdrevet elrullestol som er lett å manøvrere, og passer for barn som er aktive både inne og ute. Den er velegnet til skole- og hjemmesituasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker. Elrullestolen har små ytre mål og liten venderadius.

Den fleksible seteløften gjør det lett for barnet å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, eller å kunne nå leketøy på de øverste hyllene.

Seteenheten kan innstilles horisontalt, noe som gjør det lett å forflytte seg til andre sitteheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for barnet.

Alle modeller av Etac Balder med x:panda er crashtestet. Under kjøring i bil skal brukeren være fastspent med bilens sikkerhetsbelte.

x:panda sitteenhet med tilbehør kommer i tillegg.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	75 kg
Rygg	Vinkeljusterbar
Sete	Elektrisk seteløft og setetilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende, Trevira CS, vask 40°
Armlener	Høyderegulerbare
Joystick	DX Shark
Elektronikk	Dynamics
Fotstøtter	Hel, lengde- og vinkeljusterbar
Deksel	ABS plast
Hjul	Luftfylte / punkteringsfrie

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	Understell Etac Balder
Maks. brukervekt	75 kg
Egenvekt	135 kg
Bredde	64 cm
Lengde uten fotstøtte	88 cm
Seteløft	46 cm - 86 cm
Setevinkel / tilt	-5° til + 35°
Bakkeklaring	7 cm
Akselavstand	61,5 cm
Kjøreegenskaper	
Hastighet	7 km/t
Rekkevidde	ca. 50 km
Venderadius	86 cm
Dekk	
Drivhjul	3,5 x 8"
Styrehjul	2,5 x 3"
Teststandarder	
EN 12184	Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.
ISO 7176-19	Crashtestet
ISO 10542-5	Fastspenningsystem

Tekniske data

Mål og vekt			
Modellnavn	Sitteenhet x:panda*		
Sete størrelse	1	2	3
Setedybde	16 - 26 cm	20 - 30 cm	26 - 39 cm
Setebredde	16, 20, 24 cm	20, 24, 28 cm	26, 31, 36 cm
Rygg høyde	27 - 37 cm	32 - 42 cm	35 - 50 cm
Rygg bredde, øverst	26 cm	32 cm	36 cm
Ryggvinkel	-5° til + 30°	-5° til + 30°	-5° til + 30°
Lårbredde	7, 9, 11 cm	10, 12, 14 cm	12, 14,5, 17 cm
Abduksjonsvinkel for hvert ben	0°-8°, 15°, 15°	0°-8°, 15°, 15°	0°-8°, 15°, 15°
Totalbreddemed2x15° abduksjon	28, 32, 36 cm	34, 38, 42 cm	44, 49, 54 cm

*Sitteenhet kommer i tillegg til understellet.

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168899	20071380	Balder FX Understell tilt for x:panda

Vela Blues 100 Comfort Junior

- bakhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn

Vela BLues 100 Comfort Junior er en liten, avansert elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.+

- Ergonomisk sitteenhet
- Bakhjulsdrift
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Regulerbare og utsvingbare benstøtter
- Liten og nett



Lett å
kjøre
inne!

VELA Blues 100 Comfort Junior er en avansert elrullestol til innendørs bruk. Elrullestolen har et godt sete- og ryggssystem som gir riktig støtte til barn som sitter mye.

Elrullestolen anvendes til innendørs bruk. VELA Blues 100 Comfort Junior er enkel å bruke og retningsstabil å kjøre.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	110 kg
Rygg	Elektrisk vinkling
Sete	Elektrisk seteløft og tilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende
Armlener	Høyde- og dybdejusterbare
Joystick	P & G VR2 med utlagte brytere
Elektronikk	P & G VR2
Fotstøtter	Manuell lengderegulering / Alt. Benstøtter elektriske lengde- og vinkelregulerbare
Deksel	ABS plast
Hjul	Kompakte

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	VELA Blues 100 Comfort Junior
Maks. belastning	110 kg
Egenvekt	ca. 65 kg
Bredde understell	55 cm
Lengde med benstøtter	78 cm
Setehøyde	51 cm - 66 cm
Setebredde	35 cm
Setedybde	35 - 45 cm
Rygg høyde	38 - 43 cm
Setevinkel / tilt	-4° / + 13°
Vinkel på ryggstøtte	+ 95 - 122°
Lengde armlene	32 cm
Vinkling av benstøtte	106°
Dekk	
Drivhjul	20 x 5 cm
Styrehjul	17,5 x 4 cm
Kjøreegenskaper	
Hastighet	4,4 km/t
Maks sikker helling	12°
Maks høyde hindre	3,5 cm
Rekkevidde	ca. 19 km
Venderadius	65 cm
Snuområde	100 cm
Batteri	2 x 22V Ah
Teststandarder	
EN12184	Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.
ISO 7176-19	Crashtestet

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168901	VE135	Vela Blues 100 Comfort Junior
168904	VE172	Vela Blues 100 Comfort Junior Understell tilt

Vela Blues 200 Comfort Junior

- senterdrevet elektrisk rullestol for barn

Vela Blues 200 Comfort Junior er en senterdrevet elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.

- Senterdrift
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Regulerbare og utsvingbare benstøtter
- Ergonomisk sitteenhet



Tar meget
liten
plass!

VELA Blues 200 Comfort Junior er en senterdrevet elrullestol. Senterdriften gjør at stolen svinger rundt kroppens loddlinje, på samme måte som en gående beveger seg. Dette gjør det enkelt å manøvrere seg rundt hindringer.

Elrullestolen anvendes til innendørs bruk, og begrenset utendørs bruk på fast kjøreunderlag.

Rullestolen er meget lett for barnet å kjøre og manøvrere. Den er velegnet til bruk på skolen og i hjemmet.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	125 kg
Rygg	Elektrisk vinkling
Sete	Elektrisk seteløft og tilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende Trevira, vaskes ved 40°C
Armlener	Høyde- og dybdejusterbare
Joystick	P&G VR2 med brytere
Elektronikk	P&G VR2
Fotstøtter	Manuell lengderegulering / Alt. benstøtter elektriske, lengde- og vinkel regulerbare
Deksel	ABS plast
Hjul	Drivhjul luftfylte Svinghjul kompakte

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	VELA Blues 200 Comfort Junior
Maks. belastning	125 kg
Egenvekt	105 kg
Bredde understell	60 cm
Lengde med benstøtter	104 cm
Setehøyde	52 cm - 69 cm
Setebredde	35 cm
Setedybde	35 - 45 cm
Rygg høyde	38 - 43 cm
Setevinkel / tilt	+4° / -13°
Vinkel på ryggstøtte	95° - 122°
Lengde armlene	32 cm
Vinkling av fotstøtte	106°
Dekk	
Drivhjul	10" 26 x 8,5 cm
Styrehjul foran	6" 15 x 3 cm
Styrehjul bak	5" 12,5 x 3 cm
Kjøreegenskaper	
Hastighet	6,5 km/t
Maks sikker helling	12°
Maks høyde hindre	6 cm
Rekkevidde	ca. 20 km
Venderadius	39 cm
Snuområde	100 cm
Batteri	2 x 38V Ah
Teststandarder	
EN 12184	Krav til testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere
ISO 7176-19	-Crashtestet

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168902	VE235	Vela Blues 200 Comfort Junior
168905	VE270	Vela Blues 200 Comfort Junior Understell tilt

Vela Blues 200 med x:panda

- kombinasjon Vela Blues 200 understell med x:panda sitteenhet

Vela Blues 200 er en senterdrevet elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.

- Svært enkel å manøvrere
- Sitteenhet med overlegen komfort
- Elektrisk seteløft og tilt



Unik
sitteenhet!

Vela Blues 200 understell er senterdrevet med leddet chassis. Det betyr at den krever minimal plass da den svinger rundt sin egen akse - på samme måte som en gående beveger seg. Den har også innbygd seteløft og mulighet for fleksibel vinkling av seteenheten i aktiv- og hvilestilling.

Vela Blues 200 understell i kombinasjon med x:panda sitteenhet gir unike muligheter for brukere som i tillegg har behov for en sitteenhet med svært gode muligheter for individuell tilpasning.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	125 kg
Rygg	Manuell vinkling
Sete	Elektrisk seteløft og tilt
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende Trevira, vaskes ved 40°C
Armlener	Høyde- og dybdejusterbare
Joystick	P&G VR2 med brytere
Elektronikk	P&G VR2
Fotstøtte	Hel, lengde- og vinkeljusterbar
Deksel	ABS plast
Hjul	Drivhjul luftfylte Svinghjul kompakte

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	Understell VELA Blues 200
Maks. belastning	125 kg
Egenvekt	105 kg
Bredde understell	60 cm
Lengde med benstøtter	104 cm
Setehøyde	52 cm - 69 cm
Setebredde	35 cm
Setedybde	35 - 45 cm
Rygg høyde	38 - 43 cm
Setevinkel / tilt	+4° / -13°
Vinkel på ryggstøtte	95° - 122°
Lengde armlene	32 cm
Vinkling av fotstøtte	106°
Dekk	
Drivhjul	10" 26 x 8,5 cm
Styrehjul foran	6" 15 x 3 cm
Styrehjul bak	5" 12,5 x 3 cm
Kjøreegenskaper	
Hastighet	6,5 km/t
Maks sikker helling	12°
Maks høyde hindre	6 cm
Rekkevidde	ca. 20 km
Venderadius	39 cm
Snuområde	100 cm
Batteri	2 x 38V Ah
Teststandarder	
EN 12184	Kravtilogtestmetoder forelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere
ISO 7176-19	Crashtestet

Tekniske data

Mål og vekt			
Modellnavn	Sitteenhet x:panda		
Sete størrelse	1	2	3
Setedybde	16 - 26 cm	20 - 30 cm	26 - 39 cm
Setebredde	16, 20, 24 cm	20, 24, 28 cm	26, 31, 36 cm
Rygg høyde	27 - 37 cm	32 - 42 cm	35 - 50 cm
Ryggbredde, øverst	26 cm	32 cm	36 cm
Ryggvinkel	-5° til + 30°	-5° til + 30°	-5° til + 30°
Lårbredde	7, 9, 11 cm	10, 12, 14 cm	12, 14, 5, 17 cm
Abduksjonsvinkel for hvert ben	0°-8°, 15°, 15°	0°-8°, 15°, 15°	0°-8°, 15°, 15°
Totalbreddemed 2x15° abduksjon	28, 32, 36 cm	34, 38, 42 cm	44, 49, 54 cm

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168905	VE270	Vela Blues 200 Understell tilt for x:panda

Vela Blues 100 HipHop Junior

- kombinasjon Vela Blues 100 understell med HipHop sitteenhet

Vela Blues 100 HipHop Junior er en enkel elrullestol til innendørs bruk for barn.

- Elektrisk seteløft
- Manuell setetilt
- Høyderegulerbare armlener
- Hel fotplate
- Dybdejusterbart sete
- 4 setestørrelser, setebredde 27 til 46cm
- Liten og nett



Lett å
kjøre!

VELA Blues 100 Hip Hop Junior er en enkel elrullestol til innendørs bruk. Stolen har et helt unikt sete- og ryggssystem, som gir barnet optimal støtte. Ergonomisk utforming. Stolen passer til bruk på skolen, i hjemmet, ved lek, aktiviteter og lære-situasjoner.

Sitteenhet i størrelse E2 er inkludert som standard.

Produktbeskrivelse

Brukervekt	80 kg
Rygg	Manuell vinkling
Sete	Manuell vinkling. Elektrisk seteløft.
Puter	Flammesikkert skum
Trekk	Flammehemmende
Armlener	Høyde- og dybdejusterbare
Joystick	P & G VR2 med utlagte brytere
Elektronikk	P & G
Fotstøtte	Hel, lengde- og vinkeljusterbar
Deksel	ABS plast
Hjul	Kompakte

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	Understell Vela Blues 100
Maks. belastning	80 kg
Egenvekt	ca. 62 kg
Bredde understell	56 cm
Lengde med benstøtter	76 cm
Setehøyde	43 cm - 58 cm
Setebredde	32 cm
Setedybde	30 - 35 cm
Rygg høyde	26 cm
Setevinkel / tilt	-11° / + 9°
Vinkel på ryggstøtte	+/- 20°
Lengde armlene	26 cm
Vinkling av benstøtte	0 - 20°
Dekk	
Drivhjul	20 x 5 cm massiv
Svinghjul foran	17,5 x 4 cm massiv
Kjøreegenskaper	
Hastighet	4,3 km/t
Maks sikker helling	12°
Maks høyde hindre	3,5 cm
Rekkevidde	ca. 19 km
Venderadius	65 cm
Snuområde	100 cm
Batteri	2 x 22V Ah
Teststandarder	
EN 12184	Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.

Tekniske data

Mål og vekt				
Modellnavn	Sitteenhet Hip Hop			
Sete størrelse	E1	E2	E3	E4
Setedybde	25-30 cm	30-35 cm	35-43 cm	39-47 cm
Setebredde	27 cm	32 cm	36 cm	40 cm
Setehøyde	38-48cm eller 43-58cm. Intervallinnstilles med 10cm avstand.			
Setevinkling	-8° til +10°			
Ryggvinkel	+ / - 20°			
Egenvekt	19 kg			
Armlenepute	20 x 6 cm			
Avstand mellom armlenene	21 - 29 cm	26 - 34 cm	30 - 38 cm	34 - 42 cm

HMS art.nr.	Lev. art.nr.	Produkt
168900	VE110	Vela Blues 100 Hip Hop
168903	VE171	Vela Blues 100 Hip Hop Understell tilt

Scooter Stratus Legend

- liten og smal scooter

Stratus Legend er en av de minste scooterne på markedet.

- Høy brukervekt
- Kraftig motor gir god fremkommelighet
- Komfortsete med høy rygg
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Kraftige støtfangere



Den
minste
scooteren!

Stratus Legend er en av de mest prisgunstige scootene på markedet.

Produktbeskrivelse

- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Lang kjørelengde
- Seterotasjon
- Justerbare dempere på alle hjul
- Stroppefester foran og bak
- Lys foran og bak, kjørellys og blinklys
- Aluminiumsfelger
- Speil
- Kurv
- Krykkeholder
- Doble kjørehendler

Tekniske data

Mål og vekt	
Modellnavn	Stratus Legend
Farge (standard)	Sølv / sort
Total bredde	61 cm
Total lengde	132 cm
Setedybde	45 cm
Setehøyde	42 - 49 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	ca 128 kg
Kjøreegenskaper	
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	50 km*
Hjuldiameter	33 cm
Bakkeklaring	10 cm
Maks belastning vekt	180 kg
Svingradius	150 cm
Teststandarder	
EN 12184	Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere.

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilbehør

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SL-101013	066642	Krykkeholder/veske(hengesoverrygg)
B1013	018433	Krykkeholder, mont. på sete
B1004B	022040	Kurv bak
SC-121	169285	Forhøyningsplate til gulv
HH1000	066639	Presenning
HH1005	169286	Presenning sete
SL-101019	066641	Vindskjerm
SL-101015	066644	Bag kurv foran
SL-101020	142709	Hoftebelte med minirulle
SL-101012B	066640	Veske til rygg
SL-101016	066645	Oksygenflaskeholder
SL-101014	066643	Armleneveske
SC120	169288	Piggdekk med felg, 4 stk.

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-3450	029270	Stratus Legend

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør til elektriske rullestoler fra Etac.

Se egen tilbehørsbrosjyre for tilbehør til den nye Etac E800 serien, og tilbehørsbrosjyre til øvrig sortiment.

Se mer informasjon om våre produkter på
www.etac.no



