



Elektriske rullestoler fra Etac AS

welcome to a new world

 **etac**[®]

Skaper muligheter



Innhold

| PRODUKTNAVN | SIDE |
|-------------------------------|------|
| Etac E870 / E875 | 4 |
| Etac E890 / E895 | 6 |
| Etac Balder Liberty | 8 |
| Etac Balder Finesse | 10 |
| Etac Balder Junior | 12 |
| Etac Balder med x:panda | 14 |
| Vela Blues 100 Comfort Junior | 16 |
| Vela Blues 200 Comfort Junior | 18 |
| Vela Blues 200 med x:panda | 20 |
| Vela Blues 100 HipHop Junior | 22 |
| Scooter Stratus Legend | 24 |

Etac E870 / E875

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol

Etac E870 og E875 er to av våre nyutviklede elrullestolmodeller. Funksjonelle og fleksible elrullestoler for innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Kan leveres med seteforskyver
- Godkjent for bruk i bil

En stol
for alle!

Modellene kombinerer egenskapene til en elrullestol for utendørs bruk med fleksibiliteten til en elrullestol for innendørs bruk. Resultatet er en rullestol som passer for alle situasjoner, fra en tur på landet til avslapning i hjemmet.

Disse rullestolene er velegnet til skole-, arbeid- og hjemme-situasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker.

Rullestolene har innbygd tilting av seteenheter og heving-/senking av setet, alt i en elegant design. De kan også leveres med elektrisk seteforskyvning. Brukes mye for korrekt sittestilling i bil, for å komme inn under bordet og ved forflytning. Etac E800 serien kan løfte opp til 150 kg.

De spesialdesignede funksjonene har oppfellbare, høyde- og bredderegulerbare armlener, utsvingbar styreenhet. Ryggen har et forbedret ergonomisk rotasjonspunkt nær hoften, som følger kroppens naturlige bevegelser.

Færre komponenter medfører større driftssikkerhet. Etac E800 serien har tilnærmet lydløs drift, noe som gjør at rullestolen glir inn i ethvert arbeidsmiljø, skole eller hjem.

Onboard datateknikken muliggjør en rekke dagligdagse bevegelser enkle å styre.

Overlegen trekraft kombinert med forhjulsdrift og avansert fjæring av opphenget gir en stabil og komfortabel kjøring over de fleste underlag, uavhengig av fart.

Produktbeskrivelse

| | | |
|-------------|--|-------------|
| Brukervekt | E870:120 kg | E875:150 kg |
| Rygg | Vinkeljusterbar til horisontal | |
| Sete | Str. 3-7, elektrisk seteløft og setetilt | |
| Puter | Flammesikkert skum | |
| Trekk | Flammehemmende | |
| Armlener | Oppfellbare, høyde- og breddejusterbare | |
| Joystick | R-Net (LCD fargeskjerm) | |
| Elektronikk | P&G | |
| Fotstøtter | Delte, lengde- og vinkeljusterbare | |
| Fjæring | Støtdemper med justerbar fjær | |
| Deksel | ABS plast | |
| Hjul | Punkteringsfrie | |

Tekniske data

| Mål og vekt | Modeller | |
|------------------------------|---|--------------|
| Modellnavn | ETAC E870 | ETAC E875 |
| Maks. belastning | 120 kg | 150 kg |
| Egenvekt | ca. 155 kg | |
| Bredde | 65 cm | |
| Lengde uten/ med benstøtter | 112 cm - 135 cm | |
| Setehøyde uten setepute | 38 - 79 cm | 38 - 70 cm |
| Setebredde | 42 cm - 57 cm | |
| Setedybde, trinnløs | 42,5 - 56 cm | |
| Rygg høyde | 51 - 77 cm | |
| Setevinkel / tilt | 0° til + 55° | 0° til + 20° |
| Vinkel på ryggstøtte | +10° til +45° | |
| Høyde armlene | 17 - 30 cm | |
| Bredde/lengde armlenepute | 7,5 x 38cm | |
| Legglengde | 36,5 - 65,5 cm | |
| El. justering benstøtte | 23 cm | |
| Vinkling av benstøtte | 90° - 175° | |
| El. seteforskyver (tilbehør) | 15 cm | 5 cm |
| Dekk | | |
| Drivhjul | 3,00 - 8", punkteringsfrie | |
| Styrehjul | 2,50 - 3", punkteringsfrie | |
| Kjøreegenskaper | | |
| Hastighet | Opptil 10 km/t | |
| Maks sikker helling | 9° | |
| Maks høyde hindre | 8 cm | |
| Rekkevidde | ca. 50 km | |
| Venderadius | 86 cm | |
| Svingradius | 125 cm | |
| Batteri | 2 x 12V 55Ah | |
| Teststandarder | | |
| EN 12184 | Kravtil og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. | |
| ISO 7176-19 | Crashtestet | |
| ISO 10542-5 | Fastspenningsystem | |

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------|
| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
| 168881 | 445219 | Etac E870 Tiltstol |
| 168882 | 445221 | Etac E875 Tiltstol |
| 168890 | 445224 | Etac E870 Understell tilt |
| 168891 | 445225 | Etac E875 Understell tilt |

Etac E890 / E895

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol med ståfunksjon

Etac E890 og E895 er to av våre nyutviklede elrullestolmodeller. Funksjonelle og fleksible elrullestoler for innen- og utendørs bruk.



- Ståfunksjon
- Seteforskyver
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenerbare
- Godkjent for bruk i bil

En stol
for alle!

Modellene kombinerer egenskapene til en elrullestol for utendørs bruk med fleksibiliteten til en elrullestol for innendørs bruk. Resultatet er en rullestol som passer for alle situasjoner, fra en tur på landet til avslapning i hjemmet.

Disse rullestolene er velegnet til skole-, arbeid- og hjemme-situasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker.

Rullestolene har innbygd setevinkling og heving-/senking av setet samt seteforskyver, alt i en elegant design. Seteforskyver brukes mye for korrekt sittestilling i bil, for å komme inn under bordet og ved forflytning. Seteforskyving gjør at man kan sitte bekvemt ved bord eller skrivebord. Etac E800 serien kan løfte opp til 150 kg.

De spesialdesignede funksjonene har oppfellbare, høyde- og bredderegulerbare armlener, utsvingbar styreenhet og et forbedret ergonomisk rotasjonspunkt nær hoften, som følger kroppens naturlige bevegelser.

Færre komponenter medfører større driftssikkerhet. Etac E800 serien har tilnærmet lydløs drift, noe som gjør at rullestolen glir inn i ethvert arbeidsmiljø, skole eller hjem.

Med Etac E890 og E895 kan du stå oppreist og gjennomføre presentasjoner, møte andre i ansiktshøyde, reise selvstendig og være aktivt involvert i arbeids- eller skoleliv.

Overlegen trekkraft kombinert med forhjulsdrift og avansert fjæring av opphenget gir stabil og komfortabel kjøring over de fleste underlag, uavhengig av fart.

Produktbeskrivelse

| | | |
|-------------|---|-------------|
| Brukervekt | E890:120 kg | E895:150 kg |
| Ståfunksjon | Betjenes fra joystick i en bevegelse | |
| Rygg | Vinkeljusterbar til horisontal | |
| Sete | Str.3-7,elektriskseteløft,setetiltogseteforlenger | |
| Puter | Flammesikkert skum | |
| Trekk | Flammehemmende | |
| Brystsele | Standardutstyr | |
| Armlener | Oppfellbare, høyde- og breddejusterbare | |
| Joystick | R-Net (LCD fargeskjerm) | |
| Elektronikk | P&G | |
| Knepute | Standardutstyr | |
| Fjæring | Støtdemper med justerbar fjær | |
| Fotstøtter | Delte, lengde- og vinkeljusterbare | |
| Deksel | ABS plast | |
| Hjul | Punkteringsfrie | |

Tekniske data

| Mål og vekt | Modeller | |
|----------------------------|---|----------------|
| Modellnavn | ETAC E890 | ETAC E895 |
| Maks. belastning | 120 kg | 150 kg |
| Egenvekt | ca. 155 kg | |
| Bredde | 65 cm | |
| Lengde med/uten benstøtter | 135 - 112 cm | |
| Setehøyde uten setepute | 38 - 91 cm | 38 -76 cm |
| Setebredde | 42 - 57 cm | |
| Setedybde, trinnløs | 42,5 - 56 cm | |
| Ryggghøyde | 51 - 77 cm | |
| Setevinkel / tilt | -25° til + 55° | -25° til + 12° |
| Vinkel på ryggstøtte | +10° til +80° | |
| Høyde armlene | 17 – 30 cm | |
| Bredde/lengdepåarmenepute | 7,5 x 38 cm | |
| Legglengde | 36,5 - 65,5 cm | |
| El. justering benstøtte | 23 cm | |
| Vinkling av benstøtte | 90° – 175° | |
| El. seteforskyver | 15 cm | 5 cm |
| Dekk | | |
| Drivhjul | 3,00 - 8", punkteringsfrie | |
| Styrehjul | 2,50 - 3", punkteringsfrie | |
| Kjøreegenskaper | | |
| Hastighet | Opptil 10 km/t | |
| Maks sikker helling | 9° | |
| Maks høyde hindre | 8 cm | |
| Rekkevidde | ca. 50 km | |
| Venderadius | 86 cm | |
| Svingradius | 125 cm | |
| Batteri | 2 x 12V 55Ah | |
| Teststandarder | | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. | |
| ISO 7176-19 | Crashtestet | |
| ISO 10542-5 | Fastspenningsystem | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------------------|
| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
| 168885 | 445220 | Etac E890 Ståstol |
| 168886 | 445222 | Etac E895 Ståstol |
| 168894 | 445223 | Etac E890 Understell stå |
| 168895 | 445226 | Etac E895 Understell stå |

Etac Balder Liberty

- bakhjulsdrevet elektrisk rullstol

Etac Balder Liberty har små ytre mål, og er lett å manøvrere. Etac Balder Liberty er velegnet til innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Godkjent for bruk i bil

Retnings-
stabil!

Etac Balder Liberty er en bakhjulsdrevet elrullestol beregnet til dagliglivets situasjoner. Etac Balder Liberty har små ytre mål, er lett å manøvrere og passer derfor godt til innen- og utendørs bruk.

Elrullestolen er velegnet til skole-, arbeids- og hjemme-situasjoner. Den fleksible seteløften gjør det lett for brukeren å tilpasse seg forskjellige høyder f.eks ved bord, samtaler ansikt - til ansikt osv.

De oppfellbare armlenene, samt at seteenheten kan innstilles horisontalt, gjør det lett å forflytte seg fra fra elstolen til andre sitteheter.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for brukeren.

Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Tekniske data

| Mål og vekt | Modeller |
|----------------------------|--|
| Modellnavn | Liberty L3780 |
| Maks. belastning | 120 kg |
| Egenvekt | 130 kg |
| Bredde | 65 cm |
| Lengde med/uten benstøtter | 110 cm - 90 cm |
| Setehøyde | 39,5 cm - 83,5 cm |
| Setebredde | 40 cm - 48 cm |
| Setedybde | 40 cm - 52,5 cm |
| Rygg høyde | 44 cm - 62 cm |
| Setevinkel / tilt | -15° til +45° |
| Vinkel på ryggstøtte | +90° til +180° |
| Høyde armlene | 17 cm - 30 cm |
| Bredde armlene | 8 cm |
| Lengde armlene | 38 cm |
| Legglengde | 33 cm - 62 cm |
| El. justering fotbrett | 15 cm |
| Vinkling av fotstøtte | 0° - 90° |
| Dekk | |
| Drivhjul | 3,5 x 8" Luftfylte |
| Styrehjul | 280 / 250 x 4", Luftfylte |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 8 km/t |
| Maks sikker helling | 9° |
| Maks høyde hindre | 7 cm |
| Rekkevidde | ca. 50 km |
| Venderadius | 86 cm |
| Snuområde | 125 cm |
| Batteri | 2 x 12V 55Ah |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Krav til og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. |
| ISO 7176-19 | Crashtestet |

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--|
| Brukervekt | 120 kg |
| Rygg | Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk |
| Sete | Comfortsete str. 1-7, elektrisk seteløft og setetilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende, Trevira CS, vask 40° |
| Armlener | Høydejusterbare eller høydejusterbare |
| Joystick | DX G90A |
| Elektronikk | Dynamics |
| Fotstøtter | Delte, lengde- og vinkeljusterbare |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Luftfylte/punkteringsfrie |

| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 168884 | 20071374 | Etac Balder Liberty L380 Tiltstol |
| 168893 | 20071385 | Balder L Understell tilt |

Etac Balder Finesse

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol, leveres også med ståfunksjon

Etac Balder Finesse er lett å manøvrere. Etac Balder Finesse er beregnet til dagliglivets situasjoner og er beregnet for innen- og utendørs bruk.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Leveres også med ståfunksjon
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Godkjent for bruk i bil

Lett å
kjøre!

Etac Balder Finesse er en forhjulsdrevet elrullestol beregnet til dagliglivets situasjoner. Etac Balder Finesse er lett å manøvrere og passer derfor godt til innen- og utendørs bruk.

Elrullestolen er velegnet til skole-, arbeids- og hjemmesituasjoner. Etac Balder Finesse har små ytre mål og liten venderadius. Den fleksible seteløften gjør det lett for brukeren å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, samtaler ansikt - til ansikt osv.

De oppfellbare armlenene, samt at seteenheten kan innstilles horisontalt, gjør det lett å forflytte seg fra stolen til andre sitteheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for brukeren. Etac Balder Finesse leveres også med ståfunksjon.

Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Produktbeskrivelse

| | | |
|-------------|--|--------------|
| Brukervekt | F380: 120 kg | F390: 100 kg |
| Rygg | Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk | |
| Sete | Comfortsete str. 1-6, elektrisk seteløft og setetilt | |
| Puter | Flammesikkert skum | |
| Trekk | Flammehemmende, Trevira CS, vask 40° | |
| Brystsele | Standard til Balder Finesse F390 | |
| Armlener | Høydejusterbare og oppfellbare | |
| Joystick | DX G90A | |
| Elektronikk | Dynamics | |
| Knepute | Standard til Balder Finesse F390 | |
| Fotstøtter | Delte, lengde- og vinkeljusterbare, elektriske | |
| Deksel | ABS plast | |
| Hjul | Punkteringsfrie | |

Tekniske data

| Mål og vekt | Modeller | |
|----------------------------|--|------------------------|
| Modellnavn | Finesse 380 Tiltstol | Finesse 390 Ståstol |
| Maks. belastning | 120 kg | 100 kg |
| Egenvekt | 130 kg | 140 kg |
| Bredde | 64 cm | |
| Lengde med/uten benstøtter | 113 cm - 88 cm | |
| Setehøyde | 38 cm - 82 cm | |
| Setebredde | 40 cm - 48 cm | |
| Setedybde | 40 cm - 52,5 cm | |
| Rygghøyde | 44 cm - 62 cm | |
| Setevinkel / tilt | -15° - + 45° | -15° - + 15° |
| Vinkel rygg | +90° til +180° | |
| Høyde armlene | 17 cm - 30 cm | |
| Bredde armlene | 8 cm | |
| Lengde armlene | 38 cm | |
| Legglengde | 33 cm - 62 cm | |
| El. justering fotbrett | 15 cm | |
| Vinkling av fotstøtte | 0° - 90° | |
| Dekk | | |
| Drivhjul | 3,5 x 8" punkteringsfrie | |
| Styrehjul | 2,5 x 3" punkteringsfrie | |
| Kjøreegenskaper | | |
| Hastighet | 7 km/t | |
| Maks sikker helling | 9° | |
| Maks høyde hindre | 7 cm | |
| Rekkevidde | ca. 50 km | |
| Venderadius | 86 cm | |
| Snuområde | 125 cm | |
| Batteri | 2 x 12V 55Ah | |
| Teststandarder | | |
| EN 12184 | Krav til og testmetoder for elektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. | |
| ISO 7176-19 | Crashtestet | |

| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 168883 | 20071373 | Etac Balder Finesse F380 Tiltstol |
| 168887 | 20071377 | Etac Balder Finesse F390 Ståstol |
| 168892 | 20071384 | Balder F Understell tilt |
| 168896 | 20071388 | Balder F Understell stå |

Etac Balder Junior

- forhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn

Etac Balder Finesse er lett å manøvrere, passer for barn som er aktive både inne og ute. Etac Balder Junior har små ytre mål og liten venderadius.



- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Elektriske benstøtter, lengdekompenserende
- Godkjent for bruk i bil

Leveres i flere farger!

Etac Balder Junior er en forhjulsdrevet elrullestol som er lett å manøvrere, og passer for barn som er aktive både inne og ute. Etac Balder Junior er velegnet til skole- og hjemmesituasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker. Etac Balder Junior har små ytre mål og liten venderadius.

Den fleksible seteløften gjør det lett for barnet å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, eller å kunne nå leketøy på de øverste hyllene.

Seteenheten kan innstilles horisontalt, noe som gjør det lett å forflytte seg til andre sitteheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for barnet.

Etac Balder Junior finnes også med ståfunksjon.

Alle modeller av Etac Balder Junior er crashtestet. Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|---|
| Brukervekt | 75 kg |
| Rygg | Vinkeljusterbar til horisontal, elektrisk |
| Sete | Elektrisk seteløft og setetilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende, Trevira CS, vask 40° |
| Brystsele | Standard til Balder Junior J340 |
| Armlener | Høyderegulerbare / Oppfellbare |
| Joystick | DX G90A |
| Elektronikk | Dynamics |
| Knepute | Standard til Balder Junior J340 |
| Fotstøtter | Delte, lengde- og vinkeljusterbare, elektrisk |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Luftfylte / punkteringsfrie |

Tekniske data

| Mål og vekt | Modeller | |
|------------------------|--|------------------------|
| Modellnavn | Junior J335 Tiltstol | Junior J340 Ståstol |
| Maks. belastning | 75 kg | |
| Egenvekt | 126 kg | 130 kg |
| Bredde | 64 cm | |
| Lengde uten fotstøtte | 88 cm | |
| Setehøyde | 38 cm - 82 cm | |
| Setebredde | 30/35 cm | 32,5 cm |
| Setedybde | 35/40 cm | 37,5 cm |
| Rygg høyde | 40/42 cm | 41 cm |
| Setevinkel / tilt | -15° til + 45° | -15° til + 15° |
| Vinkel på ryggstøtte | +90° til +180° | |
| Høyde armlene | 17 cm – 30 cm | |
| Bredde armlene | 8 cm | |
| Lengde armlene | 38 cm | |
| Legglengde | 33 cm - 62 cm | |
| El. justering fotbrett | 10 cm | |
| Vinkling av fotstøtte | 0° – 90° | |
| Dekk | | |
| Drivhjul | 3,5x8" Luftfylte/punkteringsfrie | |
| Styrehjul | 2,5x3", Luftfylte/punkteringsfrie | |
| Kjøreegenskaper | | |
| Hastighet | 7 km/t | |
| Maks sikker helling | 9° | |
| Maks høyde hindre | 7 cm | |
| Rekkevidde | ca. 50 km | |
| Venderadius | 86 cm | |
| Snuområde | 125 cm | |
| Batteri | 2 x 12V 55Ah | |
| Teststandarder | | |
| EN 12184 | Krav til og testmetoder for elektriskdrevnerullestoler, scootere og tilhørende ladere. | |
| ISO 7176-19 | Crashtestet | |

| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 168888 | 20071378 | Etac Balder Finesse J335 Tiltstol |
| 168889 | 20071379 | Etac Balder Finesse J340 Ståstol |
| 168897 | 20071389 | Balder J Understell tilt |
| 168898 | 20071390 | Balder J Understell stå |

Etac Balder med x:panda

- kombinasjon Balder understell med x:panda sitteenhet

Med Balder understell og x:panda sitteenhet får man en elektrisk rullestol med glimrende allround egenskaper og overlegen sittekomfort.

- Balder understell med svært gode allroundegenskaper
- Overlegen sittekomfort med x:panda sitteenhet (str. 1, 2 og 3)
- 40 cm seteløft (laveste setehøyde 46 cm)
- Crashtestet og godkjent for bruk i bil
- Kan leveres med ulike typer ledsagerstyring som tilbehør



Lett å
bruke!

Etac Balder med x:panda er en forhjulsdrevet elrullestol som er lett å manøvrere, og passer for barn som er aktive både inne og ute. Den er velegnet til skole- og hjemmesituasjoner - også der hvor miljøet ikke er spesialtilpasset en rullestolbruker. Elrullestolen har små ytre mål og liten venderadius.

Den fleksible seteløften gjør det lett for barnet å tilpasse seg forskjellige høyder, f.eks ved bord, eller å kunne nå leketøy på de øverste hyllene.

Seteenheten kan innstilles horisontalt, noe som gjør det lett å forflytte seg til andre sitteenheter / seng.

Seteenheten kan enkelt innstilles til en passende hvilestilling for barnet.

Alle modeller av Etac Balder med x:panda er crashtestet. Under kjøring i bil skal brukeren være fastspennet med bilens sikkerhetsbelte.

x:panda sitteenhet med tilbehør kommer i tillegg.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Brukervekt | 75 kg |
| Rygg | Vinkeljusterbar |
| Sete | Elektrisk seteløft og setetilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende, Trevira CS, vask 40° |
| Armlener | Høyderegulerbare |
| Joystick | DX Shark |
| Elektronikk | Dynamics |
| Fotstøtter | Hel, lengde- og vinkeljusterbar |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Luftfylte / punkteringsfrie |

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|-----------------------|---|
| Modellnavn | Understell Etac Balder |
| Maks. brukervekt | 75 kg |
| Egenvekt | 135 kg |
| Bredde | 64 cm |
| Lengde uten fotstøtte | 88 cm |
| Seteløft | 46 cm - 86 cm |
| Setevinkel / tilt | -5° til + 35° |
| Bakkeklaring | 7 cm |
| Akselavstand | 61,5 cm |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 7 km/t |
| Rekkevidde | ca. 50 km |
| Venderadius | 86 cm |
| Dekk | |
| Drivhjul | 3,5 x 8" |
| Styrehjul | 2,5 x 3" |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. |
| ISO 7176-19 | Crashtestet |
| ISO 10542-5 | Fastspenningsystem |

Tekniske data

| Mål og vekt | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Modellnavn | Sitteenhet x:panda* | | |
| Sete størrelse | 1 | 2 | 3 |
| Setedybde | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 26 - 39 cm |
| Setebredde | 16, 20, 24 cm | 20, 24, 28 cm | 26, 31, 36 cm |
| Rygg høyde | 27 - 37 cm | 32 - 42 cm | 35 - 50 cm |
| Ryggbredde, øverst | 26 cm | 32 cm | 36 cm |
| Ryggvinkel | -5° til + 30° | -5° til + 30° | -5° til + 30° |
| Lårbredde | 7, 9, 11 cm | 10, 12, 14 cm | 12, 14,5, 17 cm |
| Abduksjonsvinkel for hvert ben | 0°-8°, 15°, 15° | 0°-8°, 15°, 15° | 0°-8°, 15°, 15° |
| Totalbreddemed2x15° abduksjon | 28, 32, 36 cm | 34, 38, 42 cm | 44, 49, 54 cm |

*Sitteenhet kommer i tillegg til understellet.

| | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
| 168899 | 20071380 | Balder FX Understell tilt for x:panda |

Vela Blues 100 Comfort Junior

- bakhjulsdrevet elektrisk rullstol for barn

Vela BLues 100 Comfort Junior er en liten, avansert elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.+

- Ergonomisk sitteenhet
- Bakhjulsdrift
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Regulerbare og utsvingbare benstøtter
- Liten og nett



Lett å
kjøre
inne!

VELA Blues 100 Comfort Junior er en avansert elrullestol til innendørs bruk. Elrullestolen har et godt sete- og ryggssystem som gir riktig støtte til barn som sitter mye.

Elrullestolen anvendes til innendørs bruk. VELA Blues 100 Comfort Junior er enkel å bruke og retningsstabil å kjøre.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--|
| Brukervekt | 110 kg |
| Rygg | Elektrisk vinkling |
| Sete | Elektrisk seteløft og tilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende |
| Armlener | Høyde- og dybdejusterbare |
| Joystick | P & G VR2 med utlagte brytere |
| Elektronikk | P & G VR2 |
| Fotstøtter | Manuell lengderegulering / Alt. Benstøtter elektriske lengde- og vinkelregulerbare |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Kompakte |

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|-----------------------|---|
| Modellnavn | VELA Blues 100 Comfort Junior |
| Maks. belastning | 110 kg |
| Egenvekt | ca. 65 kg |
| Bredde understell | 55 cm |
| Lengde med benstøtter | 78 cm |
| Setehøyde | 51 cm - 66 cm |
| Setebredde | 35 cm |
| Setedybde | 35 - 45 cm |
| Rygg høyde | 38 - 43 cm |
| Setevinkel / tilt | -4° / + 13° |
| Vinkel på ryggstøtte | + 95 - 122° |
| Lengde armlene | 32 cm |
| Vinkling av benstøtte | 106° |
| Dekk | |
| Drivhjul | 20 x 5 cm |
| Styrehjul | 17,5 x 4 cm |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 4,4 km/t |
| Maks sikker helling | 12° |
| Maks høyde hindre | 3,5 cm |
| Rekkevidde | ca. 19 km |
| Venderadius | 65 cm |
| Snuområde | 100 cm |
| Batteri | 2 x 22V Ah |
| Teststandarder | |
| EN12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. |
| ISO 7176-19 | Crashtestet |

| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
|-------------|--------------|---|
| 168901 | VE135 | Vela Blues 100 Comfort Junior |
| 168904 | VE172 | Vela Blues 100 Comfort Junior Understell tilt |

Vela Blues 200 Comfort Junior

- senterdrevet elektrisk rullestol for barn

Vela Blues 200 Comfort Junior er en senterdrevet elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.

- Senterdrift
- Elektrisk seteløft
- Elektrisk setetilt
- Elektrisk ryggvinkling
- Regulerbare og utsvingbare benstøtter
- Ergonomisk sitteenhet



Tar meget
liten
plass!

VELA Blues 200 Comfort Junior er en senterdrevet elrullestol. Senterdriften gjør at stolen svinger rundt kroppens loddlinje, på samme måte som en gående beveger seg. Dette gjør det enkelt å manøvrere seg rundt hindringer.

Elrullestolen anvendes til innendørs bruk, og begrenset utendørs bruk på fast kjøreunderlag.

Rullestolen er meget lett for barnet å kjøre og manøvrere. Den er velegnet til bruk på skolen og i hjemmet.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--|
| Brukervekt | 125 kg |
| Rygg | Elektrisk vinkling |
| Sete | Elektrisk seteløft og tilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende Trevira, vaskes ved 40°C |
| Armlener | Høyde- og dybdejusterbare |
| Joystick | P&G VR2 med brytere |
| Elektronikk | P&G VR2 |
| Fotstøtter | Manuell lengderegulering / Alt. benstøtter elektriske, lengde- og vinkel regulerbare |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Drivhjul luftfylte Svinghjul kompakte |

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|-----------------------|--|
| Modellnavn | VELA Blues 200 Comfort Junior |
| Maks. belastning | 125 kg |
| Egenvekt | 105 kg |
| Bredde understell | 60 cm |
| Lengde med benstøtter | 104 cm |
| Setehøyde | 52 cm - 69 cm |
| Setebredde | 35 cm |
| Setedybde | 35 - 45 cm |
| Rygg høyde | 38 - 43 cm |
| Setevinkel / tilt | +4° / -13° |
| Vinkel på ryggstøtte | 95° - 122° |
| Lengde armlene | 32 cm |
| Vinkling av fotstøtte | 106° |
| Dekk | |
| Drivhjul | 10" 26 x 8,5 cm |
| Styrehjul foran | 6" 15 x 3 cm |
| Styrehjul bak | 5" 12,5 x 3 cm |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 6,5 km/t |
| Maks sikker helling | 12° |
| Maks høyde hindre | 6 cm |
| Rekkevidde | ca. 20 km |
| Venderadius | 39 cm |
| Snuområde | 100 cm |
| Batteri | 2 x 38V Ah |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere |
| ISO 7176-19 | -Crashtestet |

| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
|-------------|--------------|---|
| 168902 | VE235 | Vela Blues 200 Comfort Junior |
| 168905 | VE270 | Vela Blues 200 Comfort Junior Understell tilt |

Vela Blues 200 med x:panda

- kombinasjon Vela Blues 200 understell med x:panda sitteenhet

Vela Blues 200 er en senterdrevet elrullestol for barn. Elrullestolen er beregnet for innendørs bruk.

- Svært enkel å manøvrere
- Sitteenhet med overlegen komfort
- Elektrisk seteløft og tilt



Unik
sitteenhet!

Vela Blues 200 understell er senterdrevet med leddet chassis. Det betyr at den krever minimal plass da den svinger rundt sin egen akse - på samme måte som en gående beveger seg. Den har også innbygd seteløft og mulighet for fleksibel vinkling av seteenheten i aktiv- og hvilestilling.

Vela Blues 200 understell i kombinasjon med x:panda sitteenhet gir unike muligheter for brukere som i tillegg har behov for en sitteenhet med svært gode muligheter for individuell tilpasning.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--|
| Brukervekt | 125 kg |
| Rygg | Manuell vinkling |
| Sete | Elektrisk seteløft og tilt |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende Trevira, vaskes ved 40°C |
| Armlener | Høyde- og dybdejusterbare |
| Joystick | P&G VR2 med brytere |
| Elektronikk | P&G VR2 |
| Fotstøtte | Hel, lengde- og vinkeljusterbar |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Drivhjul luftfylte Svinghjul kompakte |

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|-----------------------|---|
| Modellnavn | Understell VELA Blues 200 |
| Maks. belastning | 125 kg |
| Egenvekt | 105 kg |
| Bredde understell | 60 cm |
| Lengde med benstøtter | 104 cm |
| Setehøyde | 52 cm - 69 cm |
| Setebredde | 35 cm |
| Setedybde | 35 - 45 cm |
| Rygghøyde | 38 - 43 cm |
| Setevinkel / tilt | +4° / -13° |
| Vinkel på ryggstøtte | 95° - 122° |
| Lengde armlene | 32 cm |
| Vinkling av fotstøtte | 106° |
| Dekk | |
| Drivhjul | 10" 26 x 8,5 cm |
| Styrehjul foran | 6" 15 x 3 cm |
| Styrehjul bak | 5" 12,5 x 3 cm |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 6,5 km/t |
| Maks sikker helling | 12° |
| Maks høyde hindre | 6 cm |
| Rekkevidde | ca. 20 km |
| Venderadius | 39 cm |
| Snuområde | 100 cm |
| Batteri | 2 x 38V Ah |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoder forelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere |
| ISO 7176-19 | Crashtestet |

Tekniske data

| Mål og vekt | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Modellnavn | Sitteenhet x:panda | | |
| Sete størrelse | 1 | 2 | 3 |
| Setedybde | 16 - 26 cm | 20 - 30 cm | 26 - 39 cm |
| Setebredde | 16, 20, 24 cm | 20, 24, 28 cm | 26, 31, 36 cm |
| Rygghøyde | 27 - 37 cm | 32 - 42 cm | 35 - 50 cm |
| Ryggbredde, øverst | 26 cm | 32 cm | 36 cm |
| Ryggvinkel | -5° til + 30° | -5° til + 30° | -5° til + 30° |
| Lårbredde | 7, 9, 11 cm | 10, 12, 14 cm | 12, 14, 5, 17 cm |
| Abduksjonsvinkel for hvert ben | 0°-8°, 15°, 15° | 0°-8°, 15°, 15° | 0°-8°, 15°, 15° |
| Totalbreddemed 2x15° abduksjon | 28, 32, 36 cm | 34, 38, 42 cm | 44, 49, 54 cm |

| | | |
|-------------|--------------|--|
| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
| 168905 | VE270 | Vela Blues 200 Understell tilt for x:panda |

Vela Blues 100 HipHop Junior

- kombinasjon Vela Blues 100 understell med HipHop sitteenhet

Vela Blues 100 HipHop Junior er en enkel elrullestol til innendørs bruk for barn.

- Elektrisk seteløft
- Manuell setetilt
- Høyderegulerbare armlener
- Hel fotplate
- Dybdejusterbart sete
- 4 setestørrelser, setebredde 27 til 46cm
- Liten og nett



Lett å
kjøre!

VELA Blues 100 Hip Hop Junior er en enkel elrullestol til innendørs bruk. Stolen har et helt unikt sete- og ryggssystem, som gir barnet optimal støtte. Ergonomisk utforming. Stolen passer til bruk på skolen, i hjemmet, ved lek, aktiviteter og lære-situasjoner.

Sitteenhet i størrelse E2 er inkludert som standard.

Produktbeskrivelse

| | |
|-------------|--|
| Brukervekt | 80 kg |
| Rygg | Manuell vinkling |
| Sete | Manuell vinkling. Elektrisk seteløft. |
| Puter | Flammesikkert skum |
| Trekk | Flammehemmende |
| Armlener | Høyde- og dybdejusterbare |
| Joystick | P & G VR2 med utlagte brytere |
| Elektronikk | P & G |
| Fotstøtte | Hel, lengde- og vinkeljusterbar |
| Deksel | ABS plast |
| Hjul | Kompakte |

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|-----------------------|---|
| Modellnavn | Understell Vela Blues 100 |
| Maks. belastning | 80 kg |
| Egenvekt | ca. 62 kg |
| Bredde understell | 56 cm |
| Lengde med benstøtter | 76 cm |
| Setehøyde | 43 cm - 58 cm |
| Setebredde | 32 cm |
| Setedybde | 30 - 35 cm |
| Rygg høyde | 26 cm |
| Setevinkel / tilt | -11° / + 9° |
| Vinkel på ryggstøtte | +/- 20° |
| Lengde armlene | 26 cm |
| Vinkling av benstøtte | 0 - 20° |
| Dekk | |
| Drivhjul | 20 x 5 cm massiv |
| Svinghjul foran | 17,5 x 4 cm massiv |
| Kjøreegenskaper | |
| Hastighet | 4,3 km/t |
| Maks sikker helling | 12° |
| Maks høyde hindre | 3,5 cm |
| Rekkevidde | ca. 19 km |
| Venderadius | 65 cm |
| Snuområde | 100 cm |
| Batteri | 2 x 22V Ah |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. |

Tekniske data

| Mål og vekt | | | | |
|--------------------------|--|------------|------------|------------|
| Modellnavn | Sitteenhet Hip Hop | | | |
| Sete størrelse | E1 | E2 | E3 | E4 |
| Setedybde | 25-30 cm | 30-35 cm | 35-43 cm | 39-47 cm |
| Setebredde | 27 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm |
| Setehøyde | 38-48cm eller 43-58cm. Intervallinnstilles med 10cm avstand. | | | |
| Setevinkling | -8° til +10° | | | |
| Ryggvinkel | + / - 20° | | | |
| Egenvekt | 19 kg | | | |
| Armlenepute | 20 x 6 cm | | | |
| Avstand mellom armlenene | 21 - 29 cm | 26 - 34 cm | 30 - 38 cm | 34 - 42 cm |

| | | |
|-------------|--------------|--|
| HMS art.nr. | Lev. art.nr. | Produkt |
| 168900 | VE110 | Vela Blues 100 Hip Hop |
| 168903 | VE171 | Vela Blues 100 Hip Hop Understell tilt |

Scooter Stratus Legend

- liten og smal scooter

Stratus Legend er en av de minste scooterne på markedet.

- Høy brukervekt
- Kraftig motor gir god fremkommelighet
- Komfortsete med høy rygg
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Kraftige støtfangere



Den
minste
scooteren!

Stratus Legend er en av de mest prisgunstige scootere på markedet.

Produktbeskrivelse

- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Lang kjørelengde
- Seterotasjon
- Justerbare dempere på alle hjul
- Stroppefester foran og bak
- Lys foran og bak, kjørellys og blinklys
- Aluminiumsfelger
- Speil
- Kurv
- Krykkeholder
- Doble kjørehendler

Tekniske data

| Mål og vekt | |
|----------------------------|---|
| Modellnavn | Stratus Legend |
| Farge (standard) | Sølv / sort |
| Total bredde | 61 cm |
| Total lengde | 132 cm |
| Setedybde | 45 cm |
| Setehøyde | 42 - 49 cm |
| Setebredde | 45 cm |
| Total vekt inkl. batterier | ca 128 kg |
| Kjøreegenskaper | |
| Maks hastighet | 10 km/t |
| Kjørelengde | 50 km* |
| Hjuldiameter | 33 cm |
| Bakkeklaring | 10 cm |
| Maks belastning vekt | 180 kg |
| Svingradius | 150 cm |
| Teststandarder | |
| EN 12184 | Kravtilogtestmetoderforelektrisk drevne rullestoler, scootere og tilhørende ladere. |

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilbehør

| Lev. art.nr. | HMS art.nr. | Beskrivelse |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| SL-101013 | 066642 | Krykkeholder/veske(hengesoverrygg) |
| B1013 | 018433 | Krykkeholder, mont. på sete |
| B1004B | 022040 | Kurv bak |
| SC-121 | 169285 | Forhøyningsplate til gulv |
| HH1000 | 066639 | Presenning |
| HH1005 | 169286 | Presenning sete |
| SL-101019 | 066641 | Vindskjerm |
| SL-101015 | 066644 | Bag kurv foran |
| SL-101020 | 142709 | Hoftebelte med minirulle |
| SL-101012B | 066640 | Veske til rygg |
| SL-101016 | 066645 | Oksygenflaskeholder |
| SL-101014 | 066643 | Armleneveske |
| SC120 | 169288 | Piggdekk med felg, 4 stk. |

| Lev. art.nr. | HMS art.nr. | Beskrivelse |
|--------------|-------------|----------------|
| SC-3450 | 029270 | Stratus Legend |

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør til elektriske rullestoler fra Etac.

Se egen tilbehørsbrosjyre for tilbehør til den nye Etac E800 serien, og tilbehørsbrosjyre til øvrig sortiment.

Se mer informasjon om våre produkter på
www.etac.no



