



Nova Mobil Oppreisningsløfter – gjør det lettere å komme opp i stående

Nova Mobil Oppreisningsløfter er beregnet til bruk for personer som har problemer med å reise seg fra sittende til stående stilling. Den er lett å flytte fra rom til rom. Den ergonomiske og stabile konstruksjonen gjør produktet til et trygt hjelpemiddel for den som skal reises opp, og for den som hjelper til. Kan med fordel brukes ved sittende løft.

Stilren design og smarte funksjoner

Nova Mobil Oppreisningsløfter er beregnet brukt til personer som har problemer med å reise seg, men som kan medvirke aktivt til å reise seg og stå. Med bruk av forlengelsesbåndene kan oppreisningsløfteren også benyttes ved løft fra gulv. I slike situasjoner brukes de seil fra Etacs brede seilsortiment som vanligvis benyttes sammen med personløfteren. Oppreisningsløfteren er ergonomisk utformet og enkel å bruke. Tyngdepunktet er sentrert, for å oppnå beste stabilitet. Med sin nye design passer produktet inn i de fleste miljøer. Oppreisningsløfteren er lett å holde ren.

Lett å manøvrere

Oppreisningsløfterens forskjellige funksjoner betjenes enkelt med en håndkontroll. Understellet har elektrisk benregulering. Hjulene ruller lett og er låsbare. På grunn av løftearmens store løfteområde kan løfteren brukes til barn og voksne.



Gjennomtenkte detaljer som gir et stilrent utseende.


HMS Art.nr.	Art.nr.	Artikkel
162638	16030101	Nova 500 Mobil Oppreisningsløfter

Tilbehør



Comfort bøyle til Nova 500

HMS Art nr.	Art.nr.
162729	26901



Antiskli

HMS Art nr.	Art.nr.
	81766



Nova Stand-up

HMS Art.nr.	Art.nr.	Størrelse
162665	1650321	XS
162666	1650322	S
162667	1650323	M
162668	1650324	L
162669	1650325	XL
162670	1650326	XXL



Teknisk informasjon

Maks brukervekt:	180 kg	Høyde midt på benstøtten, over fotplaten:	29-40 cm
Løfteområde:	67-166 cm	Hjuldiameter:	100 mm
Antall løft med 80 kg:	ca 80 (batteriets kapasitet)	Venderadius:	ca 118 cm
Understellets bredde:	63-101 cm (utv), 51-89 cm (innv)	Totalvekt produkt:	49 kg
Understellets høyde:	14,5 cm	Ramme:	pulverlakkert stål
Understellets lengde:	100 cm		



Et løfteprogram utviklet for pleiere

Hver tredje anmeldte arbeidsskade innen pleie- og omsorgsyirket er forårsaket av tunge løft. Det forklarer hvorfor 7 av 10 pleiere opplever sitt arbeid som tungt. Det vil vi endre på.

I samarbeid med pleiere har vi utviklet løfteprogrammet Nova. Et program med løftere, opplæring og personlig støtte for pleiere.

Hensikten med løfteprogrammet er å tilby et kostnadseffektivt sortiment som gjør det mulig for flere arbeidsplasser innen pleien å investere i bedre arbeidsmiljø. For, med riktig hjelpemiddel på rett sted, kan vi minske antallet tunge løft. Nova er et godt gjennomarbeidet sortiment som består av: mobil personløfter, mobil oppreisningsløfter, takløftersystem, friløft, bøylor, seil og seler.

Ved å arbeide aktivt for et bedre arbeidsmiljø vil ikke 1 av 3 pleiere få skader. Ta gjerne kontakt med våre fagkonsulenter hvis du vil vite hva vi kan gjøre for å forbedre din arbeidssituasjon.

Etac er leverandør av hjelpemidler for personer med nedsatt bevegelighet. Vi har i dag ca. 400 ansatte fordelt på Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og England.

For mer informasjon om vårt løfteprogram Nova, se www.etac.no