

## NOVA seil størrelser



**Måltaking for** Nova Standard High/Low  
Nova Standard Ampu  
Nova Comfort High/Low

**Brukermå**  
**Bredde:** Målt forfra på bredeste del av bekkenet (setebredde).  
**Høyde:** Målt fra stolsete (haleben) opp til issen.

	seil:	XS	S	M	L	XL	XXL
Brukermå	Bredde	32-37cm /	36-41 cm /	39-45cm /	42-49 cm /	47-55 cm /	53-61 cm/
	Høyde	60-70 cm	70-80 cm	80-95 cm	95-100 cm	100-103 cm	103- cm

**Måltaking for** Nova Standard Hygiene  
Nova StandUp

Mål tas **rundt midjen** hos sittende bruker.

	seil:	XS	S	M	L	XL	XXL
Brukermå	Nova Stand-up	60-75 cm	70-95 cm	90-105 cm	100-115 cm	110-130 cm	125-145 cm
	Nova Hygiene	60-75 cm	70-95 cm	90-105 cm	100-115 cm	110-130 cm	125-145 cm

### Bøyle størrelser

	2 punkts		4 punkts	
small	30 cm	small	50x25 cm	
medium	45 cm	large	50x40 cm	
large	50 cm			

## Nova seil modeller

størrelser

1	<b>Nova Standard hygiene</b>	Hygieneseil, stor åpning, polstret med belte	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
2	<b>Nova Standard hygiene II</b>	Hygieneseil, stor åpning, polstret uten belte	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
3	<b>Nova Standard hygiene net</b>	Hygieneseil, stor åpning, nett med belte	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
4	<b>Nova Standard Low</b>	Lav standard seil polstret	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
5	<b>Nova Standard Low net</b>	Lav standard seil nett	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
6	<b>Nova Standard High</b>	Høy standard seil polstret	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
7	<b>Nova Standard High net</b>	Høy standard seil nett	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
8	<b>Nova Standard ampu</b>	liten sete åpning, polstret	XS, S, M, L, XL, XXL	6	belte tilbehør
9	<b>Nova Standard ampu net</b>	liten sete åpning, nett	XS, S, M, L, XL, XXL	6	belte tilbehør
10	<b>Nova Comfort høy</b>	"skall" høy tett stoff	S (XS-M) og XL (L - XXL)	2	
11	<b>Nova Comfort lav</b>	"skall" høy netting stoff	S (XS-M) og XL (L - XXL)	2	
12	<b>Nova Comfort høy net</b>	"skall" lav tett stoff	S (XS-M) og XL (L - XXL)	2	
13	<b>Nova Comfort lav net</b>	"skall" lav netting stoff	S (XS-M) og XL (L - XXL)	2	
14	<b>Nova Stand-up</b>	Polstret seil til stand up	XS, S, M, L, XL, XXL	6	
				<b>68</b>	