

Scootere

Scootere og tilbehør

etac[®]

Skaper muligheter



Innhold

Scooter

Stratus Primo, med kabin	3
Stratus 4	4
Stratus Legend	5
Stratus Revolution 3 og 4	6
Shoprider NBS+	8

Tilbehør

Diverse tilbehør	10
Case Logic vesker og sekker	13
Regntøy, kjørepose	14
Benvarmer	15

Stratus Primo

Scooter med kabin



Stratus Primo med kabin. Kabinen ettermonteres på modellen Stratus 4.

Standard utførelse:

- Komfortsits med høy rygg
- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Nakkestøtte
- Fjæring i sete
- Integreerte lys foran og bak
- Nød brems, parkeringsbrems
- Stroppefeste foran og bak
- Tippesikringer
- Kraftige støtfangere
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Justerbare støtdempere med fjærer på alle hjul
- Store dører som åpner hele kabinsiden og er lette å komme inn/ut av
- Takluke
- Ventilasjonsvindu på begge sider

Mest benyttet tilbehør:

- Vindusvisker
- Varmeapparat
- Utvendig speil

Tilbehør:

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-101	022046	Varmeapparat
SC-117-V		Utvendig speil
SC-117-H		Utvendig speil
REK5042		Innvendig speil
SC-110		Elektrisk seteløft
SC-120		Piggdekk på felg
SC-119		Vindusvisker

Tekniske data:

Farge	Sølv
Total bredde	87 cm
Total lengde	140 cm
Total høyde	161 cm
Setehøyde	43 - 53 cm
Setedybde	47 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	200 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	45 km *
Hjuldiameter	33 cm
Bakkeklaring	13 cm
Maks belastning vekt	135 kg
Svingradius	165 cm

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-2700	022033	Stratus 4
SC-100	022045	Kabin Primo

Stratus 4

Sterk scooter



Vi har gleden av å presentere siste generasjon scootere – Stratus serien.

Når Stratus 4 leveres med kabin, heter den Stratus Primo.

Standard utførelse:

- Komfortsits med høy rygg
- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Nakkestøtte
- Fjæring i sete
- Integrerte lys foran og bak
- Nødbremse, parkeringsbremse
- Stroppefeste foran og bak
- Tippetikringer
- Kraftige støtfangere
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Justerbare støtdempere med fjærer på alle hjul

Tekniske data:

Farge	Sølvgrå
Total bredde	65 cm
Total lengde	140 cm
Setelengde	43 - 53 cm
Setedybde	47 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	145 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	60 km *
Hjuldiameter	35 cm
Bakkeklaring	13 cm
Maks belastning vekt	180 kg*
Svingradius	165 cm



* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilbehør

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-108	022051	Varekurv foran
SC-109	022052	Varekurv bak
SL-101022		Speil
B1013		Krykkeholder
SC-120		Piggdekk

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-2700	022033	Stratus 4

Stratus Legend

Liten og prisgunstig scooter



Stratus Legend er en av de mest prisgunstige scootere på markedet.

Standard utførelse:

- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Lang kjørelengde
- Komfortsete med høy rygg
- Seterotasjon
- Justerbare dempere på alle hjul
- Høy brukervekt
- Kraftig motor som gir god fremkommelighet
- Stroppefester foran og bak
- Lys foran og bak, kjørellys
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Aluminiumsfelger
- Kraftige støtfangere

Tekniske data:

Farge (standard)	Sølv / sort
Total bredde	61 cm
Total lengde	132 cm
Setedybde	45 cm
Setehøyde	42 - 49 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	ca 128 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	50 km*
Hjuldiameter	33 cm
Bakkeklaring	10 cm
Maks belastning vekt	180 kg
Svingradius	150 cm

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-3450	029270	Stratus Legend

Tilbehør

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-108	022051	Varekurv foran
SC-109	022052	Varekurv bak
SL-101022		Speil
B1013		Krykkeholder
SC-120		Piggdekk

Stratus Revolution

Stratus Revolution 3 og 4 - scootere i toppklasse



Stratus Revolution 3

Stratus Revolution er en scooter som leveres med det meste av utstyr og finesser, som tidligere har vært ekstrautstyr.

Komforten er revolusjonerende på grunn av det patenterte fjæringssystemet. Fjæringssystemet fås i 3 ulike hardhetsgrader, og det gjør at vi kan skreddersy scooteren til den enkelte bruker. Scooteren egner seg svært godt for brukere med smerteproblematikk.

Følgende utstyr leveres som standard:

- Sete:
 - regulerbart i lengderetningen
 - svingbart til begge sider
 - vinkles i rygg uten bruk av verktøy
- Nødstopp
- Nødbremse
- Fjæringssystem, det beste på markedet
- Skvettlapper på bakhjul

Sikkerhet

- Sensorsystem som reduserer hastigheten når du svinger brått
- Nødbremse
- Bremselys
- Lys foran og bak
- Sterke frontlys (20 meter sikt)
- Ryggealarm
- Nødstopp
- Kraftig støtfanger

Komfort

- Unikt fjæringssystem basert på gummi
- Vinkel- og høydejusterbar rattstamme
- Trinnløs vinkel- og høydejustering av styret
- Korsryggstøtte (luftbasert)
- Cruise kontroll
- Display for avlesing av km/t, total km stand, km kjørt, klokke/dato, utetemperatur
- Blinklys som skrur seg av automatisk
- Setestamme med dempesystem
- Høydejusterbart sete, justeres uten bruk av verktøy
- Intelligent elektronikk hvor alt styres fra displayet på rattet



Stratus Revolution 4
(illustrasjonsbilde, leveres med orange deksel)

Stratus Revolution

Stratus Revolution 3 og 4

Tekniske data:

Modell	Revolution 3	Revolution 4
Farge	Sort / sølvgrå	Sort / orange
Total lengde	140 cm	140 cm
Total bredde	64 cm	64 cm
Setedybde	44 cm	44 cm
Setebredde	48 cm	44 cm
Setehøyde	42 - 54 cm	42 - 54 cm
Total vekt uten batterier	96 kg	105 kg
Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Kjørelengde	50 km*	50 km*
Hjuldiameter	35 cm	35 cm
Bakkeklaring	13 cm	13 cm
Maks belastning vekt	160 kg	160 kg
Svingradius	140 cm	145 cm



* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilbehør

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SCREVFR		Varekurv foran
SCREVBA		Varekurv bak
SL-101022		Speil
76120		Krykkeholder høyre side
76220		Krykkeholder venstre side
REV V DEKK		Piggdekk
91620		Hodestøtte
76750		Stropesett

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
REV-3300	142702	Stratus Revolution 3
REV-3400	142701	Stratus Revolution 4

Shoprider NBS+

Sterk, kort og smal



Shoprider NBS+ er en av de smaleste og korteste modellene på markedet, noe som gjør at den fungerer godt i bymiljø, på kjøpesentra osv.

Store hjul og god bakkeklaring, 14 cm, kombinert med den sterke motoren gjøre at Shoprider NBS+ er en meget allsidig og fleksibel scooter.

Modellen leveres med 35 cm hjul og fjæringssystem på alle hjulene. Dette gir god komfort selv om det kjøres på ujevnt underlag.

Shoprider NBS+ leveres nå med forbedret ramme, slik at maks belastning er 160 kg. Større batteriplass innebærer at den leveres med større batterier, og dette gir lengre rekkevidde.

Komplett lyssetting, nytt ergonomisk styre, som gir bedre kjørekomfort, er standard.

Tekniske data:

Total bredde	60 cm
Total lengde	130 cm
Setedybde	44 cm
Setebredde	43 cm
Setehøyde	43 - 50 cm
Total vekt inkl. batterier	95 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	40 km *
Hjuldiameter	35 cm
Bakkeklaring	14 cm
Maks belastning	160 kg
Svingradius	135 cm

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Følgende leveres som tilbehør:

- varekurv foran
- varekurv bak
- krykkeholder
- rollatorholder
- krykkeholder ryggveske
- veske for varekurv
- veske for oksygenflaske
- veske for armlene



Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
S889SLBF	156146	Shoprider NBS+

Tilbehør

Tilbehør og utstyr til scooter



Tilbehør



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SC REV FR		Stor varekurv foran

Revolution 3 og 4.




Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
B1004B		Varekurv bak

Passer Stratus og Shoprider.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SC REV BA		Stor varekurv bak

Revolution 3 og 4.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
B1004BL		Kurv m/lokk og lås

Passer Stratus og Shoprider modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL101022		Sidespeil

Passer alle modeller.



Lev Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76220		Krykkeholder
76120		Krykkeholder

Revolution 3 og 4



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76261		Lite sidespeil venstre
76361		Lite sidespeil høyre

Passer alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101020	142709	Hoftebelte u/ snelle
141470	022042	Hoftebelte m/ snelle

Passer alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SC-121		Forhøyet gulv

Passer alle modeller, må tilpasses.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76450		Vrigass

Stratus, Revolution 3 og 4



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76230		Fotgass

Innebygget i gulv.
Revolution 3 og 4.

Tilbehør



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
75700		Polstret armlen

Revolution 3 og 4. Leveres til andre modeller på forespørsel.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76750		Stroppefester

Tilgjengelig på modellene Revolution 3 og 4. Leveres for Stratus modeller på forespørsel.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101017	066639	Presenning

Scooter Line-serien. Tilgjengelig på alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
75101		Presenning tilsete

Tilgjengelig på andre modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
B1013		Krykkeholder

Stratus Legend / 4 / Shoprider



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
79140		Magnet-nøkkel

Passer til Revolution 3 og 4



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76350		El. seteløft

Passer til Revolution 3 og 4



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
		Alt. bryter blinklys

Passer Revolution 3 og 4. Leveres på forespørsel.



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
		Rollatorfeste
76410		Revolution 3 og 4
SC-113		Legend og Stratus 4
2002-2323		Stratus Primo
B-1021		Shoprider



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
76100		Krykkeholder til krykke eiffeltårn

Passer til Revolution 3 og 4



Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
		Batterideksel

Ulike farger, tilgjengelig på Revolution 3 og 4. Leveres på forespørsel.

Tilbehør



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101012		Ryggveske

Scooter Line-serien
Passer til alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101016	066645	Oksygen-flaske holder

Scooter Line-serien
Passer til alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101014		Veske for armlen

Scooter Line-serien
Passer til alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101013	066642	Ryggveske med krykkeholder

Scooter Line-serien
Passer til alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SL-101015		Bag for varekurv

Scooter Line-serien
Passer til alle modeller.



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	Beskrivelse
SC-120		Vinterdekk, pigg, m/felg
TIRPNEU1034P		Vinterdekk, pigg, u/felg, Stratus 4
B-1016-35		Vinterdekk, pigg, m/felg, Shoprider SLBF, store hjul
REV V DEKK		Vinterdekk pigg, m/felg, Revolution 3/4
SC-120UP		Vinterdekk uten pigg, m/felg
TIRPNEU1034		Vinterdekk uten pigg, u/felg, Stratus 4

Vi tilbyr et omfattende dekkprogram, også punkteringsfrie dekk. Vi tilbyr knaste- og rilledekk, piggdekk og piggfrie dekk til Stratus og Shoprider modeller.

Leveres på forespørsel



Tilbehør

Case Logic

Vesker og sekker for scootere og rullestoler



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
PBS-1	154162	40,5-45,5cm
PBW-1	154163	51,56 og 61cm

Rullestolekk m/overdrag
Mål 44,5 x 38,5 x 11,5cm
Vekt 1,2 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MLO-1	154160	35,5 - 56cm

Belteveske, til å ha over lår
Justerbar bredde
Mål 46 x 20 x 2cm
Vekt 0,2 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MBS-1	154169	

Sport rullestolekk
Mål 38,5 x 34 x 10cm
Vekt 0,6 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MAF-1	154157	

Armleneveske, til å legge i fanget
Mål 23 x 22 x 6,5cm
Vekt 0,9 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MBD-1	154156	40,5 - 51cm

Deluxe rullestolekk
Mål 43 x 39 x 11,5cm
Vekt 1,1 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MCS-1	154164	

Liten veske, festes med velcro
Mål 16,5 x 16,5 x 5cm
Vekt 0,1 kg



Lev. Art.nr.	HMS Art.nr.	For rullestolbredde
MAO-1	154158	

Armleneveske
Mål 25 x 21,5 x 10cm
Vekt 0,4 kg

Tilbehør

Regncape med hette

Regncapen er forsterket rundt ermer, lår og føtter. Avtagbart regnslag som brukes til beskyttelse mot stolrygg og hodestøtte.

Lev. Art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse	Personhøyde	(BL) Benlengde	(A) Arml	(B) Bryst	(M) Midje
81358	079723	Barn 6-7 år	116-122 cm	68 cm	56 cm	62 cm	58 cm
81359	079724	Barn 8-9 år	128-134 cm	74 cm	61 cm	67 cm	60 cm
81360	079725	Barn 10-11 år	140-146 cm	82 cm	67 cm	73 cm	63 cm
81361	079726	Unge XXS	163-169 cm	92 cm	78 cm	84 cm	70 cm
81362	079727	Unge XS	169-175 cm	94 cm	82 cm	88 cm	74 cm
81363	079728	Unge S	175-181 cm	96 cm	85 cm	92 cm	78 c,
81364	079729	Voksen M	181-187 cm	98 cm	87 cm	100 cm	84 cm
81365	079730	Voksen L	187-193 cm	100 cm	90 cm	108 cm	92 cm
81366	079731	Voksen XL	193-199 cm,	102 cm	93 cm	116 cm	100 cm



Benvarmer

Benvarmeren er foret med fleece og kan justeres rundt livet og leggene.

Lev. Art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse	Personhøyde	(BL) Benlengde	(M) Midje
81381	079719	Unge S	181-187 cm	96 cm	78 cm
81382	079720	Voksen M	187-193 cm	98 cm	84 cm
81383	079721	Voksen L	193-199 cm	100 cm	92 cm



Tilbehør

Kjørepose

Kjøreposen er en del av serien Proof, som Etac har utviklet i samarbeide med Helly Hansen Spesialprodukter. Kjøreposen er av meget høy kvalitet, designet spesielt til bruk i rullestol. Kjøreposen har mange smarte detaljer. Den puster og er vann-avstøtende, siden yttertrekket er Helly Tech. Kjøreposen er foret med fleece. Kjøreposen er forsterket over og under føttene, og har påsydde reflekser for bedre synlighet i mørket. Det er åpning til påsetting av seler og abduksjonskloss, og hele forstykket er avtagbart. Vaskbar ved 40 C, drypptørkes.

Lev. Art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse	Personhøyde	(BL) Benlengde	(B) Bryst	(M) Midje
81370		Barn 6-7 år	116-122 cm	68 cm	62 cm	58 cm
81371		Barn 8-11 år	140-146 cm	82 cm	73 cm	63 cm
81372		Unge XS	163-169 cm	94 cm	88 cm	74 cm
81373		Unge S	169-175 cm	96 cm	92 cm	78 cm
81374		Voksen M	175-181 cm	98 cm	100 cm	84 cm
81375		Voksen L	181-187 cm	100 cm	108 cm	92 cm
81376		Voksen XL	187-199 cm	102 cm	116 cm	100 cm



**Kontakt oss for ytterligere informasjon
telefon 815 69 469**

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
hovedkontor.norge@etac.com - www.etac.com
Netthandel www.smarteprodukter.as

 **etac**[®]
Skaper muligheter