

# Scooter Stratus Legend

Liten og prisgunstig scooter

**etac**<sup>®</sup>  
Skaper muligheter



Stratus Legend er en av de mest prisgunstige scooterne på markedet.

Standard utførelse:

- Setefunksjoner:
  - dybderegulering
  - svinges til begge sider
  - vinkle rygg uten bruk av verktøy
  - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Lang kjørelengde
- Komfortsete med høy rygg
- Seterotasjon
- Justerbare dempere på alle hjul
- Høy brukervekt
- Kraftig motor som gir god fremkommelighet
- Stroppefester foran og bak
- Lys foran og bak, kjørelens
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Aluminiumsfelger
- Kraftige støtfangere

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.

## Tekniske data:

Farge (standard)	Sølv / sort
Total bredde	61 cm
Total lengde	132 cm
Setedybde	45 cm
Setehøyde	42 - 49 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	ca 128 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	50 km*
Hjuldiameter	33 cm
Bakkeklaring	10 cm
Maks belastning vekt	180 kg
Svingradius	150 cm

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-3450	029270	Stratus Legend

\* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Etac AS  
Postboks 249, 1501 Moss  
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11  
E-post [hovedkontor@etac.no](mailto:hovedkontor@etac.no) - Internett [www.etac.no](http://www.etac.no)  
Netthandel [www.smarteprodukter.as](http://www.smarteprodukter.as)