

Scooter Shoprider NBS+

Sterk utescooter med små mål

etac[®]

Skaper muligheter



ShopriderNBS+ er en av de smaleste og korteste modellene på markedet, noe som gjør at den fungerer godt i bymiljø, på kjøpesentra osv.

Store hjul og god bakkeklaring, 14 cm, kombinert med den sterke motoren gjøre at ShopriderNBS+ er en meget allsidig og fleksibel scooter.

Modellen leveres med 35 cm hjul og fjæringssystem på alle hjulene. Dette gir god komfort selv om det kjøres på ujevnt underlag.

ShopriderNBS+ leveres nå med forbedret ramme, slik at maks belastning er 160 kg. Større batteriplass innebærer at den leveres med større batterier, og dette gir lengre rekkevidde.

Komplett lyssetting, nytt ergonomisk styre som gir bedre kjørekomfort er standard.

Følgende leveres som tilleggsutstyr:

- varekurv foran
- varekurv bak
- krykkeholder
- rollatorholder
- krykkeholder ryggveske
- veske for varekurv
- veske for oksygenflaske
- veske for armlene

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.



Scooter Shoprider NBS+

Sterk utescooter med små mål

etac[®]

Skaper muligheter



Tekniske data:

Total bredde	60 cm
Total lengde	130 cm
Setedybde	44 cm
Setebredde	43 cm
Setehøyde	43 - 50 cm
Total vekt inkl. batterier	95 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	40 km *
Hjuldiameter	35cm
Bakkeklaring	14cm
Maks belastning	160 kg
Svingradius	135 cm

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
S889SLBF	156146	Shoprider NBS+

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.