

Scooter Stratus 4

Sterk scooter

etac[®]

Skaper muligheter



Vi har gleden av å presentere siste generasjon scootere – Stratus serien.

Når Stratus 4 leveres med kabin, heter den Stratus Primo (se egen brosjyre).

Standard utførelse:

- Komfortsits med høy rygg
- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Nakkestøtte
- Fjæring i sete
- Integreerte lys foran og bak
- Nød brems, parkeringsbrems
- Stroppefeste foran og bak
- Tippetikringer
- Kraftige støtfangere
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Justerbare støtdempere med fjærer på alle hjul

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.



Scooter Stratus 4

Sterk scooter

etac[®]

Skaper muligheter



Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-2700	022033	Stratus 4

Tekniske data:

Farge	Sølvgrå
Total bredde	65 cm
Total lengde	140 cm
Setelengde	43 - 53 cm
Setedybde	47 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	145 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	60 km *
Hjuldiameter	35cm
Bakkeklaring	13 cm
Maks belastning vekt	180 kg*
Svingradius	165 cm

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilbehør

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-108		Varekurv foran
SC-109		Varekurv bak
SC-107		Speil
SC-103		Oksygenflaske holder
SC-104		Regncape
SC-102		Krykkeholder
SC-111		Beskyttelsestrekk
SC-105		Sikkerhetsbelte
SC-112		Piggdekk

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
E-post hovedkontor@etac.no - Internett www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as