

Scooter Stratus Primo

Scooter med kabin

etac[®]

Skaper muligheter



Stratus Primo med kabin. Kabinen ettermonteres på modellen Stratus 4.

Stratus Primo kan leveres med forskjellige sete alternativer.

Standard utførelse:

- Komfortsits med høy rygg
- Setefunksjoner:
 - dybderegulering
 - svinges til begge sider
 - vinkle rygg uten bruk av verktøy
 - vinkle armlene uten bruk av verktøy
- Nakkestøtte
- Fjæring i sete
- Integreerte lys foran og bak
- Nød brems, parkeringsbrems
- Stroppefeste foran og bak
- Tippetingsringer
- Kraftige støtfangere
- Trinnløs regulering av rattstamme
- Justerbare støtdempere med fjærer på alle hjul
- Store dører som åpner hele siden og er lette å komme inn/ut av
- Takluke
- Ventilasjonsvindu på begge sider

Mest benyttet tilbehør:

Vindusvisker
Varmeapparat

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.



Scooter Stratus Primo

Scooter med kabin

etac[®]

Skaper muligheter



Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-2700	022033	Stratus 4
SC-100	022045	Kabin Primo

Tekniske data:

Farge	Sølv
Total bredde	87 cm
Total lengde	140 cm
Total høyde	161 cm
Setehøyde	43 - 53 cm
Setedybde	47 cm
Setebredde	45 cm
Total vekt inkl. batterier	200 kg
Maks hastighet	10 km/t
Kjørelengde	45 km *
Hjuldiameter	33 cm
Bakkeklaring	13 cm
Maks belastning vekt	135 kg
Svingradius	165 cm

Tilleggsutstyr:

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-101		Varmeapparat
SC-114		Krykkeholder
SC-115		Oksygenflaske holder
SC-116		Sikkerhetsbelte
SC-117		Utvendig speil
SC-118		Innvendig speil
SC-110		Elektrisk seteløft
SC-112		Piggdekk på felg
SC-119		Vindusvisker

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.