

Scooter Stratus Revolution

etac[®]

Skaper muligheter

Stratus Revolution 3 og 4 - scootere i toppklasse



Stratus Revolution 3

Stratus Revolution er en scooter som leveres med det meste av utstyr og finesser, som tidligere har vært ekstrautstyr. Komforten er revolusjonerende på grunn av det patenterte fjæringssystemet. Fjæringssystemet fås i 3 ulike hardhetsgrader, og det gjør at vi kan skreddersy scooteren til den enkelte bruker. Scooteren egner seg svært godt for brukere med smerteproblematikk.

Følgende utstyr leveres som standard:

- Sete:
 - regulerbart i lengderetningen
 - svingbart til begge sider
 - vinkles i rygg uten bruk av verktøy
- Nødstopp
- Nødbrems
- Fjæringssystem, det beste på markedet
- Skvettlapper på bakhjul

Sikkerhet

- Sensorsystem som reduserer hastigheten når du svinger brått
- Nødbrems
- Bremselys
- Lys foran og bak
- Sterke frontlys (20 meter sikt)
- Ryggealarm
- Nødstopp
- Kraftig støtfanger

Komfort

- Unikt fjæringssystem basert på gummi
- Vinkel- og høydejusterbar rattstamme
- Trinnløs vinkel- og høydejustering av styret
- Korsryggstøtte (luftbasert)
- Cruise kontroll
- Display for avlesing av km/t, total km stand, km kjørt, klokke/dato, utetemperatur
- Blinklys som skrur seg av automatisk
- Setestamme med dempesystem
- Høydejusterbart sete, justeres uten bruk av verktøy
- Intelligent elektronikk hvor alt styres fra displayet på rattet



Stratus Revolution 4
(illustrasjonsbilde, leveres med orange deksel.)

Scooter Stratus Revolution

Stratus Revolution 3 og 4 - scootere i toppklasse

etac[®]

Skaper muligheter

Tekniske data:

Modell	Revolution 3	Revolution 4
Farge	Sort / sølvgrå	Sort / orange
Total lengde	140 cm	140 cm
Total bredde	64 cm	64 cm
Setedybde	44 cm	44 cm
Setebredde	48 cm	48 cm
Setehøyde	42 - 54 cm	42 - 54 cm
Total vekt uten batterier	96 kg	105 kg
Maks hastighet	10 km/t	10 km/t
Kjørelengde	50 km*	50 km*
Hjuldiameter	35 cm	35 cm
Bakkeklaring	13 cm	13 cm
Maks belastning vekt	160 kg	160 kg
Svingradius	140 cm	145 cm



Stratus Revolution_2 10-09 Etac

* Kjørelengden er avhengig av temperatur, brukervekt og terreng.

Tilleggsutstyr

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
REV-3300	142702	Stratus Revolution 3
REV-3400	142701	Stratus Revolution 4

Lev. art.nr.	HMS art.nr.	Beskrivelse
SC-108	022051	Varekurv foran
SC-109	022052	Varekurv bak
		Varekurv med lokk og lås
SC-107		Speil
SC-103		Oksygenflaske holder
SC-104		Regncape
SC-102		Krykkeholder
SC-111		Beskyttelsestrekk
SC-105		Sikkerhetsbelte
		Piggdekk
		Kjørepose

Etac AS
Postboks 249, 1501 Moss
Telefon 815 69 469 - Faks 69 27 09 11
E-post hovedkontor@etac.no - Internett www.etac.no
Netthandel www.smarteprodukter.as

For tilbehør, vennligst se egen tilbehørsbrosjyre.