

Westfalia Klassik

etac®

- en prisgunstig institusjonsseng for de fleste behov



Westfalia Klassik

En institusjonsseng fra den tyske sengeprodusenten Burmeier.

Westfalia Klassik har alle de gode egenskaper som forventes av en moderne institusjonsseng; justerbar høyde 35 - 80 cm, sentralbrems, stabilitet, enkelhet og tiltalende design. Den er helt enkelt en institusjonsseng som fyller de fleste behov - til riktig pris.



Westfalia Klassik

- Delbar sengebunn
- 4-delt liggeflate
- Aktiv rygg
- Høy brukervekt
- Håndkontroll med sperrefunksjon
- Motor / elektronikk er sprutsikre / IP54



Komfortleie / sittestilling



Polstret grindbeskyttelse



Håndkontroll med sperrefunksjon



Hjul med sentrallås

Tilbehør

BU116354	Infusjonsstativ
BU144842	Madras for sengeforlenger
BU146602	Løftebøyle med trapes
BU167625	Forhøyningssett til integr. grind, stk
BU174296	Serveringsbord til grind
BU175591	Leselampe, kort
BU175593	Leselampe, lang
BU114352	Adapter for leselampe lang
BU174231	Adapter for leselampe kort, festes løftebøyle
BU156788	Polster integr. grind, 31 x 170 cm, stk
BU175402	Oppreisningshåndtak
BU176490	Avviserhjul med festebraketter, venstre
BU176511	Avviserhjul med festebraketter, høyre
BU701215	Sengeforlegger

Produktbeskrivelse

Artikkel	Art. nr.		
Westfalia Klassik	BU171358		
Maks brukervekt:	ca. 175 kg	Madrasstøtter:	I hode- og fotende
SWL (løftevekt):	200 kg	Hjul:	100 mm med sentrallås
Vekt produkt:	130 kg	Farge :	Gavler og grunder i bøk
Mål		Testet og godkjent iht:	EN 1970
Yttermål seng:	101 x 212 cm		
Madrassmål:	90 x 200 cm		
Høydejustering:	35 - 80 cm		
Grunder:	Standard integrerte		
Liggeflate:	4-delt liggeflate i stål		